



CediTEC DB Denture Base

PMMA de alto impacto para la producción de bases protésicas para la dentadura removible


- PMMA con alta resistencia al impacto y resistencia para un largo uso
- Bases protésicas altamente cualitativas, reproducibles a cada momento
- Tres colores para un resultado estético
- Muy buen pulido – se pueden realizar individualizaciones en cualquier momento

NUEVO



CediTEC® DB

| color | 1 x 30 mm, ø 98 mm |
|-------------|--------------------|
| pink | REF 6195 |
| dark-pink | REF 6196 |
| orange-pink | REF 6197 |



**Estético, preciso,
individual – prótesis con
el sistema CediTEC**



Véase al dorso para encontrar nuestros "Trusted Partner".

CediTEC® DT Denture Teeth

Composite CAD / CAM para dientes protésicos

- Individual, de alta calidad y estético – para un resultado perfecto
- Compatible con todos los composites convencionales – para ulteriores individualizaciones
- Eficiente en tiempo y coste, reproducible rápidamente y en cualquier momento



Disc 1 x 20 mm ø 98 mm

| | |
|-------------|-------------|
| A1 REF 6085 | A3 REF 6087 |
| A2 REF 6086 | BL REF 6088 |

CediTEC® Adhesive

Sistema de fijación para dientes protésicos en las bases de prótesis

- Aplicación precisa y económica – directamente de la cánula de mezcla
- Dosificación limpia y económica – gracias al cartucho práctico



REF 6082 Set cartucho 80 grs.
CediTEC Adhesive, frasco 4 ml
CediTEC Primer, accesorios

FIJACIÓN / IMPRESORA 3D

Bifix® Hybrid Abutment

Composite de fijación universal y de curado dual para la aplicación intraoral y extraoral

- Todo en uno – fijación permanente de todos los materiales dentales convencionales
- La más alta flexibilidad – aplicación intraoral en la clínica y extraoral en el laboratorio
- Altamente estético – el perfecto enmascaramiento de superficies oscuras mediante los tonos opacos
- Con las pastas Try-In – simulación de colores precisa para pilares híbridos, coronas con pilar y tratamiento coronal



REF 2995 Implant set mixed – corresponde a REF 2410 + 2412 + 2413 (3 × jeringa QuickMix 10 grs., 3 × Try-In jeringa 2,5 grs., accesorios)

ahorra**
30%

REF 2411 Jeringa QuickMix 10 grs. (universal HO)

REF 2412 Jeringa QuickMix 10 grs. (blanco HO)

REF 2413 Jeringa QuickMix 10 grs. (translúcido)

+ cada uno incluyendo la jeringa Try-In de 2,5 grs., accesorios

REF 2410 Implant set jeringa QuickMix 10 grs. (universal HO), jeringa Try-In de 2,5 grs., Ceramic Bond frasco 5 ml, Futurabond U SingleDose 5 u., accesorios

ahorra**
18%

SolFlex Impresora 3D

Odontología aditiva, digital

- Gran superficie de impresión – con una superficie básica pequeña de la impresora
- Rápida – imprime hasta 120 mm/h¹
- WIFI – para la transmisión inalámbrica de datos de impresión

PowerVat

- PowerVat – sin desgaste y duradero
- El material se puede almacenar en la bandeja
- Lámina de sustitución económica



REF 9310 SolFlex 170 HD Impresora 3D

| SolFlex 170 HD | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Medidas | 318 × 296 × 468/680 mm / aprox. 15 kg |
| Tamaño de la superficie de impresión | 68 × 121 × 180 mm (B × T × H) |
| Tecnología de exposición | 385 nm UV-LED DLP® |
| Tamaño del píxel | 63 µm ² |
| Grosor de capa | 25 - 200 µm |
| Velocidad de impresión | hasta 120 mm/h ¹ |
| Conexión | Ethernet, USB, WIFI |

| Capacidad de impresión máxima | |
|------------------------------------|---------------------|
| Modelos | 3 / 6 ³ |
| Plantillas de perforación dentales | 3 / 6 ³ |
| Férulas | 6 / 12 ³ |
| Férulas | 3 |

¹ Depende del grosor de la capa, material, etc. ² El tamaño del píxel y el volumen de impresión pueden variar.

³ Férula maxilar entera. Imprimidas, con estructuras de apoyo individuales, en una y/o dos plantas.

MATERIALES PARA IMPRESIÓN EN 3D

V-Print®

Material para impresión en 3D

- Inmediatamente utilizable sin necesidad de agitarlo – Los V-Prints poseen de una estabilidad a la sedimentación
- Remoción segura de la plataforma – Alta resistencia "green-state" (verde)
- Rápido y económico – Postexposición sin gas inerte
- Seguro para el usuario y el paciente – gracias a productos médicos biocompatibles

4+1*

Si compra
4 frascos, recibirá uno
gratis



V-Print dentbase

Bases de dentaduras para la prótesis removable

Frasco 1000 grs. pink

REF 6048 MP IIa



V-Print splint

Férulas terapéuticas, piezas auxiliares y funcionales para el diagnóstico, férulas para el blanqueamiento (blanqueamiento domiciliario)

Frasco 1000 grs. clear

REF 6044 MP IIa



NUEVO

V-Print splint comfort

Férulas terapéuticas, piezas auxiliares y funcionales para el diagnóstico, férulas para el blanqueamiento (blanqueamiento domiciliario), placas palatinas

Frasco 1000 grs. clear

REF 6126 MP IIa




V-Print SG

Plantillas de perforación dentales

Frasco 1000 grs. clear

REF 6043 MP IIa



V-Print tray

Cubetas individuales, placas de base y registros de mordida

Frasco 1000 grs. blue

REF 6047 MP I



V-Print Try-In

Objetos de prueba para la prostodoncia

Frasco 1000 grs. beige

REF 6049 MP I



V-Print model

Toda la gama de modelos de la técnica dental

Frasco 1000 grs. beige

REF 6042



V-Print model fast

Modelos de rápida impresión, especialmente para la técnica de termovacío dental

Frasco 1000 grs. blue

REF 6125



V-Print cast

Objetos calcinables, sin dejar residuos, para procesos de colado y prensado de cerámicas

Frasco 1000 grs. blue

REF 6045

VOCO TRUSTED PARTNER



Encontrará todos los socios de impresoras bajo www.voco.dental/3dprintingpartners

VOCO W2P
rapidshape
ASIGA

straumann
dental wings

ACKURETTA
MICROLAY

Grandio® blocs / Grandio® disc

Material híbrido nano-cerámico CAD / CAM

- Para la fabricación coronas, inlays, onlays y carillas definitivas y para coronas implantosoportadas
- El más alto contenido de relleno (86 % en peso)
- No es necesario calcinarlo
- Mejor pulido y reparación
- Tallable / fresable de forma ideal, también en caso de bordes finos



REF 6000 **Set bloques** 2 × no. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × no. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM jeringa QuickMix 10 grs. universal, Futurabond U *SingleDose* 5 u., Ceramic Bond frasco 5 ml, Dimanto set, accesorios

ahorra**
22%

Grandio blocs 5 × no. 12 LT / HT

Los números de artículo de los colores, los hallará bajo www.voco.dental o en el catálogo general.

Grandio blocs 5 × no. 14L LT / HT

Los números de artículo de los colores, los hallará bajo www.voco.dental o en el catálogo general.

Grandio disc 1 × 15 mm (ø 98 mm)

Los números de artículo de los colores, los hallará bajo www.voco.dental o en el catálogo general.

VOCO TRUSTED PARTNER

Ampliamos continuamente el listado de dispositivos y lo hallará bajo www.voco.dental/systempartner



Structur CAD

Composite CAD / CAM para restauraciones provisionales

- Producción CAD / CAM rápida y eficiente para restauraciones provisionales a la medida
- La más alta calidad y estética para un período de largo uso y seguro – especialmente adecuado para restauraciones provisionales y semipermanentes de larga duración
- Excelente estabilidad de bordes
- Pulido sencillo e individualización – intra- y extraoralmente



Blocs 5 × no. 40L

| A1 | A2 | A3 |
|----------|----------|----------|
| REF 6076 | REF 6077 | REF 6078 |

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

| A1 | A2 | A3 |
|----------|----------|----------|
| REF 6071 | REF 6072 | REF 6073 |

* Después del pedido y la entrega de cuatro envases a través del depósito que ha elegido, recibirá otro envase directamente de VOCO como descuento.
** Comparado con la compra individual.

Su pedido

Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir las ofertas indicadas en las VCOFertas. Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas.

Atención al cliente-VOCO:

Línea gratuita 00800 44 444 555 ·
Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Este folleto ha sido entregado por: