

Válida hasta el: 31.12.2025

BienAir⁺
Dental

OFERTAS 2025

S W I S S  M A D E



NEW
CAPRIMA

MORE THAN A SIMPLE CONTRA-ANGLE*

* MÁS QUE UN SIMPLE CONTRA-ÁNGULO

EDITORIAL

ILP: COMBINACIÓN DE CIENCIA CONTEMPORÁNEA Y HERENCIA CLÍNICA.

Hace un tiempo, la técnica de Carga Inmediata se consideraba perjudicial para el éxito de los procedimientos implantosoportados e incluso entrañaba riesgos.

Sin embargo, hoy en día las percepciones han cambiado radicalmente. ¿Cómo se ha producido este cambio?

La respuesta está en el trabajo colectivo de miles de clínicos e investigadores que, a lo largo de las últimas décadas, han demostrado que la Carga Inmediata es segura y muy beneficiosa tanto para los pacientes como para los dentistas, ya que reduce el tiempo de tratamiento y mejora los resultados.

En el centro de esta transformación se encuentra la **ILP** (*Immediate Loading Probability*), una nueva generación de predictores de estabilidad de implantes primarios basados en tecnología de IA. Esta característica es el resultado de décadas de experiencia y se ha enriquecido con las últimas tecnologías de inteligencia artificial, lo que representa la mezcla perfecta de experiencia heredada y herramientas

contemporáneas, donde la IA sirve a un propósito, impulsa el progreso y conduce a avances significativos en la industria.

Una declaración confirmada por el Dr. Degidi, asesor clínico responsable de la *Probabilidad de Carga Inmediata*: «*Estamos totalmente convencidos de que la **ILP** podría ser una herramienta sumamente eficaz para apoyar a todos los clínicos en la difícil decisión de la viabilidad de la Carga Inmediata y, en consecuencia, que podría ser una ayuda válida para proporcionar una atención más segura al paciente*».

Y, en Bien-Air, apostamos por el desarrollo de tecnologías y soluciones que aborden realmente los límites y las limitaciones de la odontología actual. Además, la **ILP** es un testimonio de esta creencia, una solución que simplifica el trabajo de los odontólogos, aportando una mayor comodidad y una confianza cada vez mayor.

**PARA SABER MÁS SOBRE LA ILP,
CONSULTE LAS PÁGINAS 20-23.**



DR MARCO DEGIDI

DR GIUSEPPE DAPRILE

CONTACTOS



JORGE BUENO

AREA SALES MANAGER SUR ESPAÑA

+34 637 556 653

jorge.bueno@bienair.com



MARIO JORDÀ

AREA SALES MANAGER NORTE ESPAÑA

+34 607 327 557

mario.jorda@bienair.com



MIGUEL ROLO

AREA SALES MANAGER PORTUGAL & LATIN AMERICA

+351 913 098 832

miguel.rola@bienair.com



DAVID PEIRÓ

AREA SALES MANAGER ESTE ESPAÑA

+34 681 222 408

david.peiro@bienair.com



LELI JIMÉNEZ

ASISTENCIA COMERCIAL

+34 646 059 383

leli.jimenez@bienair.com

ENCUÉNTRENOS EN



Bien-Air Europe bienaireurope Bien-Air Dental Bien-Air Dental

NOVEDADES



CA PRIMA

VER EN PÁGINAS

6-7



PEDAL
INALÁMBRICO

VER EN PÁGINA

13

NEW



CA 1:2.5

VER EN PÁGINAS

14-15

iCHIROPPO

VER EN PÁGINAS

20-23



CA 20:1

VER EN PÁGINA

13



NEW CA PRIMA



MORE THAN A SIMPLE CONTRA-ANGLE*

* MÁS QUE UN SIMPLE CONTRA-ÁNGULO

VER DETALLES DEL
PRODUCTO



SWISS  MADE

DISEÑADO PARA SU TRANQUILIDAD.

CA PRIMA es mucho más que la simple evolución de la generación anterior. Es un contra-ángulo 1:1 de diseño totalmente nuevo.

Hemos perfeccionado nuestra legendaria fiabilidad con nuestro célebre saber hacer de calidad suiza. Esta mejora, junto con multitud de innovadoras características, ha dado como resultado un contra-ángulo completamente renovado.

Concebido para simplificar su trabajo, ofrecerle tranquilidad y mejorar la comodidad de sus pacientes. Aunque su ingeniería interior es impresionante, por fuera es un sencillo contra-ángulo de larga vida útil y máxima fiabilidad, con el que podrá trabajar con total facilidad y confianza para mejorar la comodidad de sus pacientes.



CAMPO DE VISIÓN OPTIMIZADO

El cabezal del instrumento rotatorio presenta ahora una forma cónica que mejora la visibilidad.



FIABILIDAD GARANTIZADA

El sistema patentado *Accu-chuck advanced* reduce las vibraciones, por lo que garantiza una vida útil más larga y una comodidad mejorada.



DISEÑO PARA DURAR

Fabricado con acero inoxidable para una mayor resistencia a los impactos mecánicos y una vida útil más prolongada.



VISIBILIDAD MEJO- RADA PARA UNA MAYOR PRECISIÓN

El nuevo sistema patentado *Accu-spray micro* genera una aspersión más fina que mejora la visibilidad y la precisión de trabajo.

399 €

CA PRIMA 1:1 L

CA PRIMA 1:1 L MICRO-SERIES
REF 1601237-001
CA PRIMA 1:1 L STANDARD
REF 1601236-001

359 €

CA PRIMA 1:1

CA PRIMA 1:1
REF 1601235-001



499 €

CA PRIMA 1:1
EXT. SPRAY

CA PRIMA 1:1 EXTERNAL SPRAY
REF 1601267-001



CONTRA-ÁNGULOS

959 €

NOVA 1:5 L

CA NOVA 1:5 L REF 1601139-001
CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1601138-001

GARANTÍA 36 MESES

- Cabezal pequeño y cónico
Ø 6.3 mm 13.7 mm
- Acero inoxidable
- Cabeza a prueba de golpes
- Pulsador con tecnología
antirrecalentamiento *CoolTouch+*
- Válvula antirretorno



759 €

NOVA 1:1 L

CA NOVA 1:1 L REF 1601137-001
CA NOVA 1:1 L MICRO-SERIES REF 1601136-001

GARANTÍA 36 MESES

- Cabezal pequeño y cónico
Ø 6.3 mm 12.9 mm
- Acero inoxidable
- Cabeza a prueba de golpes
- Válvula antirretorno



699 €

CA 1:5 L

CA 1:5 L STANDARD REF 1600386-001
CA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1600690-001

GARANTÍA 24 MESES

- Tecnología de vidrio óptico multifilamento
- *CoolTouch™*



PROPHY | ENDO

399 €

PROPHY 10:1

SUMINISTRADO CON 2 CABEZALES

PM 10:1 REF 1600289-001

GARANTÍA 24 MESES

- Para cabezales desechables
- Sin spray
- Sin luz



399 €

PM 1:1

PM 1:1 STANDARD REF 1600383-001
PM 1:1 MICRO-SERIES REF 1600693-001

GARANTÍA 24 MESES

- Pulverizador interno
- Compatible con micromotores Micro-Series
- Sin luz



749 €

ENDO 4:1

CA ENDO 4:1 REF 1600955-001

GARANTÍA 12 MESES

- Compatible con waveone y reciproc
- Microcabezal
- Sin luz



709 €

MICROMOTOR MC2

MC2 LED REF 1600681-001
MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001

GARANTÍA 18 MESES

- Compatible con Micro-Series
- Gold connect
- Luz LED



709 €

MICROMOTOR MC3

MC3 LED REF 1600680-001
MC3 LK REF 1600077-001

GARANTÍA 18 MESES

- Compatible con Micro-Series
- Gold connect
- Luz LED



TURBINAS



899 €

TORNADO

TORNADO LED PARA BIEN-AIR UNIFIX COUPLING
REF 1600908-001
TORNADO LK PARA KAVO® MULTIFLEX® COUPLING*
REF 1600907-001

GARANTÍA 36 MESES

- Protective Shield (tratamiento de PVD)
- Más Potente – 30 W
- Más Silenciosa – 55 dBA
- Dimensiones cabezal –
Ø 12.2 mm H 13.1 mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED



899 €

TORNADO S

TORNADO S PARA FOR BIEN-AIR UNIFIX COUPLING
REF 1600933-001
TORNADO S LK PARA KAVO® MULTIFLEX® COUPLING*
REF 1600932-001

GARANTÍA 36 MESES

- Protective Shield (tratamiento de PVD)
- Más Potente – 24 W
- Más Silenciosa – 58 dBA
- Dimensiones cabezal –
Ø 10.9 mm H 12.2 mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED



579 €

BORA 2 LED

BORA 2 LED PARA BIEN-AIR UNIFIX COUPLING
REF 1601152-001

GARANTÍA 24 MESES

- 20 W
- 59 dBA
- Dimensiones cabezal
Ø 11.9 mm H 13.2 mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED



579 €

BORA 2 LK

BORA 2 LK PARA KAVO® MULTIFLEX® COUPLING
REF 1601153-001

GARANTÍA 24 MESES

- 20 W
- 59 dBA
- Dimensiones cabezal
Ø 11.9 mm H 13.2 mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED

*Multiflex® y KaVo® son marcas registradas de KaVo Dental GmbH, Alemania.

ACOPLAMIENTOS



289 €

RA LK LED COUPLING

CON REGULADOR DE SPRAY

REF 1600866-001

GARANTÍA 12 MESES

- Luz LED
- Gold connect
- Válvula para el ajuste del spray



259 €

RA LK LED COUPLING

SIN REGULADOR DE SPRAY

REF 1600902-001

GARANTÍA 12 MESES

- Luz LED
- Gold connect



269 €

UNIFIX COUPLING

CON LUZ Y REGULADOR DE SPRAY

REF 1600086-001

GARANTÍA 12 MESES

- Bien-Air acoplamiento
- Para instrumentos con luz
- Gold connect
- 4 agujeros



209 €

UNIFIX COUPLING

CON LUZ

REF 1600363-001

GARANTÍA 12 MESES

- Bien-Air acoplamiento
- Para instrumentos con luz
- Gold connect
- 4 agujeros

TURBINAS + ACOPLAMIENTO



1.009 €

TORNADO + ACOPLAMIENTO



ó



TORNADO LED + UNIFIX COUPLING
REF 1700566-001
TORNADO LK + RA LK LED COUPLING
REF 1700565-001
TORNADO S LED + UNIFIX COUPLING
REF 1700568-001
TORNADO S LK + RA LK LED COUPLING
REF 1700567-001



735 €

BORA 2 + ACOPLAMIENTO



ó



BORA 2 LED + UNIFIX COUPLING
REF 1700853-001
BORA 2 LK + RA LK LED COUPLING
REF 1700854-001

Precios IVA no incluido

LABORATORIO



1.299 €

STATION STS-TRIMMER + TDS 890

STATION STS-TRIMMER REF 1700296-001

GARANTÍA 12 MESES

- Depósito de agua de 1,4 l
- Gran autonomía
- Pulverizador de mezcla aire/agua



610 €

STATION S001 +TD 783

STATION S001 REF 1700126-001

GARANTÍA 12 MESES

- Estación de mesa
- 300,000 RPM
- Fiabilidad sin concesiones



439 €

TURBINA TD 783

TD 783 REF 1600161-001

GARANTÍA 12 MESES

- Para estación sin pulverizador
- 300,000 RPM
- Ideal para trabajos delicados y de precisión



799 €

TURBINA TDS 890

TDS 890 REF 1600163-001

GARANTÍA 12 MESES

- Para estación con pulverizador
- 300,000 RPM
- Conexión de 4 vías

IMPLANTOLOGÍA CIRUGÍA ORAL

¡NUEVO CABEZAL CÓNICO!



1.099 €

CA 20:1 L

CA 20:1 L REF 1600598-001

CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001

1.079 €

CA 20:1 REF 1600632-001

GARANTÍA 24 MESES

- Línea de irrigación interna patentada para un manejo sencillo y una visibilidad clara
- Nuevo cabezal cónico para un ángulo de visión más amplio
- Resistente a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable
- Intensidad de luz mejorada con los conductores de vidrio óptico multifilamento
- Equilibrio perfecto cuando se conecta al micromotor MX-i



499 €

PM 1:1

IRRIGACIÓN EXTERNA

PM 1:1 REF 1600052-001

GARANTÍA 24 MESES

- Spray externo
- Compatible con toda la gama de micromotores
- Sin luz

549 €

PEDAL INALÁMBRICO

PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE REF 1601192-001

GARANTÍA 24 MESES



NUEVO PRODUCTO!

Para mejorar su comodidad y llevar su experiencia quirúrgica a un nivel superior, le presentamos nuestro pedal, que ahora es inalámbrico.

TOTAL LIBERTAD

El pedal es inalámbrico, lo que le brinda una flexibilidad total para colocarlo donde quiera, sin tener que depender de un cable.

COMPATIBILIDAD PLENA

Todos los modelos CHIROPRO existentes pueden actualizarse fácilmente para admitir la opción inalámbrica con una sencilla solución plug-and-play.

EFICIENCIA MEJORADA

Puede controlar todo su equipo dental con un simple toque del pie; así, podrá concentrarse en sus pacientes al tiempo que reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada.

CONTRA-ÁNGULO
1:2.5

SWISS  MADE

ULTIMATE RELIABILITY

LATCH TYPE
HIGH SPEED  SYSTEM

**¡UNA INNOVACIÓN BIEN-AIR!
ESTABLECIENDO NORMAS
SIN PRECEDENTES**

Descubra una nueva dimensión al combinar su contra-ángulo de alta velocidad con las fresas tipo pestillo. El resultado es un producto cuya durabilidad se multiplica más del doble, lo que demuestra una versatilidad y fiabilidad inigualables en todos los escenarios probados.

- 1/ MAYOR ROBUSTEZ GRACIAS AL DISEÑO EXCLUSIVO DE LAS FRESAS TIPO PESTILLO.**
- 2/ MAYOR ESTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES GRACIAS A LA MAYOR LONGITUD DE LAS FRESAS**
- 3/ MEJOR Y MAYOR VELOCIDAD DE CORTE PARA UNA EFICIENCIA EXCEPCIONAL**

SWISS  MADE

SÓLO
999€
CON UN KIT DE INICIO
GRATIS DE 4 FRESAS

¡NUEVO CABEZAL CÓNICO!

NEW

**micro
series**




**micro
series**


Bien Air
SWISS MADE

**APICECTOMÍA
HEMISECCIÓN
ALARGAMIENTO DE CORONA
EXTRACCIÓN DE MUELAS DEL JUICIO**

Para ofrecerle contra-ángulos de última generación y de mayor rendimiento, el CA 1:2,5 rediseñado puede combinarse ahora con fresas quirúrgicas extralargas de 34 mm de tipo pestillo. Esto la convierte en la nueva referencia para la cirugía y la periodoncia.



NEW Tipo Zekrya
CAJA DE 5 RA FRESAS ZEKRYA L 28 mm
REF 1101384-005
CAJA DE 5 RA FRESAS ZEKRYA XL 34 mm
REF 1101385-005



NEW Tipo Lindemann
CAJA DE 5 RA FRESAS LINDEMANN L 28 mm
REF 1101386-005
CAJA DE 5 RA FRESAS LINDEMANN XL 34 mm
REF 1101387-005

**HAGA SU PEDIDO EN LÍNEA EN
BIENAIR.COM/ONLINESHOP**



CA 1:2.5 L + STARTER KIT 4 FRESAS REF 1601163-001
CA 1:2.5 L MS + STARTER KIT 4 FRESAS REF 1601164-001

IMPLANTOLOGÍA | CIRUGÍA ORAL

WHEN SIMPLICITY MEETS POWER*

IMPLANTOLOGY
motor system

CHIROPRO

A simple vista, la consola CHIROPRO parece un equipo compacto, sencillo y robusto. No obstante, ofrece una potencia inesperada al utilizarla por primera vez.

Y cuando se combina con el micromotor MX-i, CHIROPRO ofrece un rendimiento inigualable. Su diseño de fácil manejo, combinado con la tecnología Bien-Air, garantiza una potencia sin concesiones con una sencillez inigualable, lo que la convierte en la elección ideal para los implantólogos.



3.369 € 4.058 €

CHIROPRO
CON PEDAL CON CABLE
+ 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L

SET CHIROPRO 3RD GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700707-001

3.999 € 5.157 €

CHIROPRO
CON PEDAL CON CABLE
+ 2 CONTRA-ÁNGULOS CA 20:1 L

SET CHIROPRO 3RD GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700767-001

3.619 €

CHIROPRO
CON PEDAL INALÁMBRICO
+ 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L

SET CHIROPRO 3RD GEN - PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE REF 1700890-001

1.090 €

SET MX-i LED
+ CABLE
PARA CHIROPRO

SET MX-i LED REF 1700744-001

- 1x CHIROPRO consola
- 1x contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal con cable
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento

- 1x CHIROPRO consola
- 2x contra-ángulos CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal con cable
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento

- 1x CHIROPRO consola
- 1x contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal inalámbrico
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento

*CUANDO LA SENCILLEZ Y LA POTENCIA VAN DE LA MANO

IMPLANTOLOGÍA | CIRUGÍA ORAL

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

WHEN SIMPLICITY MEETS POWER*

CHIROPRO PLUS

Si bien la sencillez define al sistema CHIROPRO, CHIROPRO PLUS va más allá al ser uno de los sistemas más potentes y versátiles del mercado.

Y cuando se combina con el micromotor MX-i PLUS autoventilado, CHIROPRO PLUS ofrece un rendimiento inigualable

No obstante, las ventajas van más allá. Al disponer de una gama más variada de instrumentos, amplía considerablemente el número de posibles aplicaciones odontológicas: desde elevación de seno, aumento óseo y osteotomía hasta extracción dental, hemisección radicular y resecciones apicales; solo se necesita un aparato para hacerlo todo.



3.879 € ~~4.468 €~~

CHIROPRO PLUS
CON PEDAL CON CABLE
+ 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3º GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700709-001

4.539 € ~~5.567 €~~

CHIROPRO PLUS
CON PEDAL CON CABLE
+ 2 CONTRA-ÁNGULOS CA 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3º GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700709-001
+ CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001

4.129 €

CHIROPRO PLUS
CON PEDAL INALÁMBRICO
+ 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3º GEN - PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE REF 1700891-001

1.170 €

SET MX-i PLUS
+ CABLE
PARA iCHIROPRO
Y CHIROPRO PLUS

SET MX-i PLUS REF 1700758-001

- 1x CHIROPRO PLUS consola
- 1x contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal con cable
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento

- 1x CHIROPRO PLUS consola
- 2x contra-ángulos CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal con cable
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento

- 1x CHIROPRO PLUS consola
- 1x contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal inalámbrico
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento

*CUANDO LA SENCILLEZ Y LA POTENCIA VAN DE LA MANO

iCHIROPRO YOUR ULTIMATE IMPLANTOLOGY SYSTEM*


*SU SISTEMA DE IMPLANTOLOGÍA DEFINITIVO

iCHIROPRO es, simple y llanamente, el sistema de implantología más avanzado del mercado. Está diseñado para asistirle con su amplia gama de funciones digitales e inteligentes, para que pueda lograr un rendimiento sin igual.

Tanto si es adepto a la carga inmediata como si practica la cirugía guiada, o si solamente quiere disponer de una amplia trazabilidad de sus operaciones sin papel, iCHIROPRO le permitirá liberar todo su potencial.

Una experiencia digital integral

Benefíciase de una experiencia digital completa en la gestión de sus pacientes, desde la meticulosa planificación en 3D hasta la implementación precisa el día de la operación.



Trazabilidad sin papel

Consulte todos los datos de sus operaciones y pacientes, que se documentan de forma automática y digital y se exportan directamente al expediente electrónico del paciente con un solo clic.




Amplia biblioteca de implantes

Dispone de acceso a una biblioteca de protocolos preprogramados que puede seguir paso a paso o personalizar en función de sus necesidades.



Actualizaciones automáticas

Obtenga actualizaciones gratuitas y periódicas de su biblioteca de implantes y versiones de iOS para estar siempre al día.



€ **4.999**

SET iCHIROPRO

+ iPad | CA 20:1 L MICRO-SERIES | PEDAL CON CABLE

REF 1700440-001 + iPad

€ **5.660**

SET iCHIROPRO

+ iPad | 2x CA 20:1 L MICRO-SERIES | PEDAL CON CABLE

REF 1700440-001 + iPad + REF 1600692-001

€ **5.249**

SET iCHIROPRO

+ iPad | CA 20:1 L MICRO-SERIES | PEDAL INALÁMBRICO

REF 1700892-001 + iPad

MÁS INFORMACIÓN
EN BIENAIR.COM



NEW



ILP

IMMEDIATE LOADING PROBABILITY

POWERED BY AI

APROVECHE TODO EL POTENCIAL DE LA INMEDIATEZ.

Le presentamos ILP, una función directamente integrada en iCHIROPRO.

ILP, es una nueva herramienta basada en IA que asiste al cirujano en la toma de decisiones intraoperatorias mediante una evaluación en tiempo real de la estabilidad primaria del implante, para sustentar la decisión sobre si se debe proceder a la carga inmediata del implante.

Este algoritmo de aprendizaje automático ha sido desarrollado en colaboración con el Dr. Degidi y se basa en el concepto clínicamente consolidado de par de inserción revisado (ITR, por sus siglas en inglés), publicado en 2011¹.

Una herramienta que marca la diferencia en su trabajo.


Un aparato multifuncional

Tiene todo lo que necesita: no se necesita ningún equipo adicional para medir la estabilidad primaria del implante; el iCHIROPRO lo incluye todo.



Una toma de decisiones simplificada

Interprete fácilmente los resultados generados gracias a un sistema de visualización intuitivo.



Un proceso que ahorra tiempo

Beneficiarse de un proceso sencillo integrado directamente en el flujo de trabajo quirúrgico, sin necesidad de pasos adicionales.



Una solución rentable

Beneficiarse de una solución atractiva que no requiere aparatos adicionales para obtener la funcionalidad de carga inmediata.

MÁS INFORMACIÓN
EN BIENAIR.COM



¹M. Degidi et al., 2011 "Development of a New Implant Primary Stability Parameter: Insertion Torque Revisited", Wiley Periodicals, Inc. DOI 10.1111/j.1708-8208.2011.00392.

ACTUALIZACIÓN ILP: ESTA NUEVA FUNCIÓN SE INCLUIRÁ EN LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN ICHIROPRO V2.7.1 ESTARÁ DISPONIBLE PRONTO Y SERÁ COMPATIBLE CON SU ICHIROPRO EXISTENTE.

MANTENIMIENTO



2.309 €

LUBRICARE 2

+ DUOPACK MANTENIMIENTO GRATUITO

LUBRICARE 2 REF 1601156-001

GARANTÍA 24 MESES

OFERTA ESPECIAL LUBRICARE 2

**AL COMPRAR
UN LUBRICARE 2
RECIBA
2 ACOPLAMIENTOS
POR 199 EUROS MÁS**

(hasta un límite de 2 acoplamiento idénticos)



**VEA NUESTRO VÍDEO
SOBRE CÓMO UTILIZAR
NUESTRO LUBRICARE 2**

MANTENIMIENTO

99 €

TRIOPACK

LUBRIFLUID, SPRAYNET, AQUACARE

REF 1600036-001 + REF 1600064-001 + REF 1600617-001



78 €

DUOPACK

LUBRIFLUID, SPRAYNET

REF 1600036-001 + REF 1600064-001



39 €

CARTUCHOS LUBRIMED

LOTE DE 6 CARTUCHOS

CARTUCHOS LUBRIMED REF 1600037-006



• Grasa médica para sus turbinas

33 €

ENGRASADOR LUBRIMED

LUBRIMED REF 1000003-001



**CONSULTE LAS GUÍAS
DE MANTENIMIENTO
DE NUESTROS
INSTRUMENTOS**

Precios IVA no incluido

ACCESORIOS

79 €

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN

CAJA DE 10 LÍNEAS

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN REF 1500984-010



59 €

BOTÓN DE MANDO

PARA CHIROPPO Y CHIROPPO PLUS

BOTÓN REF 1307031-001



65 €

PROTECCIONES ESTÉRILES

PARA CHIROPPO REF 1501746-010

PARA CHIROPPO REF 1502329-010



REPAIR SERVICE

Un servicio de reparación sencillo, rápido y eficaz, con un dominio óptimo de los costes.



Tarifas planas
de reparación para
una transparencia total



Calidad asegurada gracias
a las piezas originales



Recogida
y devolución gratuitas



Garantía ampliada hasta un año
después de la reparación



Solicite su reparación aquí

WWW.REPAIRSERVICE.BIENAIR.COM

¿HA OÍDO HABLAR DE SAFEINVEST?


SAFEINVEST: SU SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO PRÉMIUM.

Un plan de suscripción diseñado para simplificarle la vida. Nos encargamos de la logística de sus instrumentos rotatorios para que pueda concentrarse únicamente en sus pacientes.


Descubra una solución rentable diseñada para optimizar su conjunto de instrumentos rotatorios y aumentar su eficiencia financiera.



**GARANTÍA
Y SEGURO**



**SUSTITUCIÓN DEL
INSTRUMENTO ROTATORIO**



**SERVICIO DE REPARACIÓN
GRATUITA**



**RECOGIDA Y ENTREGA
GRATUITAS**

DISFRUTE DE LA MÁXIMA TRANQUILIDAD

USTED ES EL DUEÑO DE LOS INSTRUMENTOS ROTATORIOS,
NOSOTROS HACEMOS EL RESTO.



**PARA MÁS
INFORMACIÓN,
CONTÁCTENOS**

