

KAVO

Dental Excellence

Promociones 2025

Instrumental rotatorio y pequeña aparatología

Ofertas válidas del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

Promoción con
precio de venta
recomendado

Contenido

Dental Excellence	
Momentos destacados en KaVo	02
"Fabricado en Biberach"	04
 Turbinas	
Serie MASTER	07
Serie EXPERT	08
Serie SMART	09
 Piezas de mano y contraángulos	
Serie MASTER	10
Serie EXPERT	12
 DUO Y TRIOpacks	13
 Otra pequeña aparatología	
Acoplamientos	15
Mantenimiento e higiene. CUATTROcare PLUS	15
Sistema de Abrasión: RONDOflex PLUS 360	16
Profilaxis. PROPHYflex 4	17
Profilaxis. SONICflex 2003 y 2008	18
Profilaxis. Sistemas de imagen y diagnóstico	19
 Laboratorio	22
 Cirugía	23
 Servicio: KavoBOX	24

Momentos destacados de KaVo Dental Excellence™ desde

1909



1909

Alois Kaltenbach crea KaVo en 1909, en Berlin-Steglitz, con el compromiso de ofrecer **calidad y precisión**



1922

Desarrollo del primer instrumento dental: la primera pieza de mano esterilizable, Asepto, se creó en 1924



1977-1980

El acoplamiento MULTiflex establece un estándar mundial y, más tarde, se convierte en el sistema MULTiflex LUX con luz integrada



1989

Nace el SUPERtorque 640 B, el primer instrumento con una sólida varilla luminosa gracias a la agrupación de 3000 fibras ópticas



2003

Motor INTRA LUX KL701, el micromotor más pequeño del mundo de su tiempo

1970

Presentación del acoplamiento INTRAMatic, un referente mundial

1984

SONICflex 2000, el inicio del éxito del sistema de scaling de aire que aún continúa hoy en día

2003

GENTLEpower, funcionamiento con baja vibración gracias a la nueva tecnología de triple engranaje



Con más de 2200 patentes y modelos de utilidad concedidos, KaVo cumple constantemente su promesa de Excelencia Dental. Nuestras innovaciones se han convertido una y otra vez en referencias, especialmente en lo que a instrumental se refiere, y seguiremos superando las expectativas.



2010

Presentación de MULTI LED para una iluminación perfecta y una transición rápida y económica a LED



2014

Unidad quirúrgica MASTERSurg con calibración y comprobación del instrumento de un toque



2020

SURGmatic S201 XL Pro, sistema de sujeción hexagonal que ofrece un torque de 80 Ncm y una vida útil extraordinariamente larga



2024

MASTERmatic M45 L con una combinación única de ángulos cabeza/mango para un acceso perfecto y una magnífica visibilidad en la zona de los molares.

2008

DIAGNOdent pen, detección de caries basada en tecnología de fluorescencia láser, sin rayos X ni estrés mecánico



2013

MASTERTorque M9000 L con tecnología Direct Stop y rendimiento mejorado



2018

PROPHYflex 4, el primer dispositivo de chorro de polvo basado en el principio de cámara de mezclado para un trabajo dirigido




2021

DIAGNOcam Vision Full HD, una cámara que produce tres imágenes relevantes para el diagnóstico en resolución Full HD en menos de un segundo



Por expertos, para expertos

¡El instrumental KaVo se crea con los mejores materiales para adaptarse a sus requisitos.



La calidad compensa, cada día

KaVo ya ha vendido más de 6 millones de instrumentos en todo el mundo. Entre ellos, el KaVo EXPERTmatic E25 L, que es uno de los más exitosos de la historia (con más de 100.000 unidades fabricadas). Pero, para KaVo, la calidad presente y futura es más importante que las cifras de ventas anteriores. Y esta es la razón por la que todos y cada uno de los Instrumentos se someten a una prueba final –y un pulido final– antes de su entrega. Para que pueda causar una impresión deslumbrante en su clínica durante toda su vida útil.

95%

de las piezas para instrumentos Kavo se fabrican en Biberach.

Todo gira alrededor de sus necesidades como profesional

El desarrollo de un instrumento KaVo comienza, a menudo, en clínicas dentales como la suya. En múltiples debates técnicos por todo el mundo, anotamos sus requisitos y sugerencias y, a partir de estos, desarrollamos las características de los nuevos instrumentos KaVo. Por ejemplo, un tamaño mejorado de la cabeza del instrumento para una mejor visibilidad, una higiene más sencilla y cualquier requisito específico de su área especializada de trabajo: sus ideas marcan los objetivos que persiguen nuestros especialistas de productos.

98%

de adquisiciones del mismo instrumento muestra lo satisfechos que quedan nuestros clientes.



6 MILL.

Made in
Germany

de instrumentos vendidos en todo el mundo avalan nuestra Excelencia Dental.

Testado en Biberach, probado en las clínicas

Para garantizar que el instrumental KaVo pueda resistir las difíciles condiciones a las que se enfrentarán en la práctica, debe someterse a pruebas muy rigurosas. En nuestros laboratorios de desarrollo, simulamos el tipo de estrés al que se someterá el equipamiento durante años de uso. ¿Puede completar el instrumento varios miles de millones de rotaciones sin problemas? ¿La fuerza de retención de la fresa es realmente de 30 newtons? ¿Se detiene la turbina completamente en menos de un segundo tras usarse por milésima vez gracias a la tecnología Direct Stop? Una vez que la calidad y el rendimiento de nuestros instrumentos quedan fuera de toda duda, concluyen las pruebas de preproducción y puede comenzar la producción en serie



Made in Biberach

¡Todo lo hacemos nosotros!
Biberach, sede de calidad.



Ofertas Instrumental y
pequeña aparatología
2025

Serie MASTER

KaVo MASTERtorque

La estrella de las turbinas. Robusta. Silenciosa. Trabajo ultra relajado.



Máxima potencia
hasta **31 vatios**



Tecnología Direct Stop



Tamaño de cabezas
mínimo



Recubrimiento
Plasmatec



Baja sonoridad
solo **57 dB(A)**



La función de
"no retorno"



2 años de garantía

Descubre todas las ventajas de las turbinas KaVo en Kavo.com



MASTERtorque M 9000 LUX

Ref. 1.008.7900

- **Seguridad de primero nivel con DST, Direct Stop Technology**
Segura, la fresa se detiene en un segundo | Higiénica, sin retrosucción
- **La turbina más Potente**
Trabajo potente y rápido con una potencia máxima de hasta 31 vatios* a 3,5 bar
(potencia aprox. para conexiones KaVo MULTIflex en función de la presión de accionamiento y otros parámetros)
- **Extremadamente silenciosa**
57 dB(A) o 59 dB(A) (Mini) | Un diseño inteligente de sonido elimina altas frecuencias
- **CON LUZ y con una Visibilidad perfecta en modo de pulverización**
Excelente visibilidad con una altura del cabezal de sólo 13,1 mm | Óptima iluminación gracias al "enfoque sin deslumbramiento"

Precio promo **1.298 €**
PVP 1.946€

Descuento adicional por 2 turbinas MASTER

2 TURBINAS MASTERtorque M 9000 LUX



Ref. 1.008.7900
Cod. promo: 88002543

Precio promo **2.075 €**
PVP 3.892€

1 TURBINA MASTERtorque M 9000 LUX
+ 1 TURBINA MASTERtorque Mini LUX M8700 L



Refs. 1.008.7900 + 3.001.0000
Cod. promo: 88002570

Precio promo **2.075 €**
PVP 3.892€

Serie **EXPERT**

KaVo **EXPERTtorque**

Líder en el mercado por su eficacia y fiabilidad. La mejor relación precio/durabilidad



Máxima potencia
hasta **29 vatios**



Nuevos rodamientos de
bolas cerámicos



Tamaño de cabezas
mínimo



Superficie
EXPERTgrip



Baja sonoridad
solo **62 dB(A)**



Tecnología Coolhead



2 años de garantía

Descubre todas las ventajas de las
turbinas KaVo en KaVo.com

EXPERTtorque LUX E680 L

Ref. 1.006.8700

- **Seguridad y mayor higiene** con una reducción nueva y mejorada de la depresión durante el frenado de la turbina, el spray de agua y aire por conducto interior y los nuevos filtros de agua intercambiables.
- **Rutina laboral eficaz y acceso óptimo** mediante una nueva cabeza estándar más pequeña y ángulos de cabeza y codo de 100° y 19° respectivamente
- **Rutina laboral eficaz y acceso óptimo** mediante acoplamiento MULTiflex y rodamientos de bolas de cerámica
- **Materiales de alta calidad y de bajo desgaste** son una garantía para máxima fiabilidad, mínima necesidad de mantenimiento y excelente vida útil del instrumento.
- **24 meses de garantía.**

Precio promo **973 €**
PVP ~~1,459€~~



Descuento adicional por 2 turbinas EXPERT

2 TURBINAS EXPERTtorque LUX E680 L



Ref. 1.006.8700
Cod. promo: 88002360

Precio promo **1.557 €**
PVP ~~2,918€~~

1 TURBINA EXPERTtorque LUX E680 L
+ 1 TURBINA EXPERTtorque Mini LUX E677 L



Refs. 1.006.8700 + 1.007.3600
Cod. promo: 88002571

Precio promo **1.557 €**
PVP ~~2,918€~~

Serie SMART

KaVo SMARTtorque

Ve a lo seguro con la calidad asequible de Kavo



Conductor de luz de varilla de vidrio



Rodamientos de bolas cerámicos



Tamaño de cabezas mínimo

Descubre todas las ventajas de las turbinas KaVo en [Kavo.com](https://www.kavo.com)

SMARTtorque LUX 619 L

Ref. 1.008.1641

- Equipamiento básico sólido, calidad KaVo a bajo precio
- Alto par de giro y spray refrigerante perfecto para una preparación rápida y eficaz
- Estándares de seguridad de KaVo, como una fuerza de retención del mango de hasta 30N
- KaVo SMARTtorque - estándares KaVo a precio reducido.
- 12 meses de garantía

Descuento adicional por 2 turbinas SMART

2 TURBINAS SMARTtorque LUX 619 L



Ref. 1.008.1641

Cod. promo: 88002361

Precio promo **1.125€**
PVP ~~1.874€~~

**1 TURBINA SMARTtorque LUX 619 L
+ 1 TURBINA SMARTtorque Mini LUX 615 L**



Refs. 1.008.1641 + 1.008.1643

Cod. promo: 88002572

Precio promo **1.125€**
PVP ~~1.874€~~



Serie MASTER

KaVo MASTERmatic

Contra-ángulos y piezas de mano MASTERmatic: máxima potencia combinada y máximo confort.



Tecnología triple engranaje



Sistema de portafresas KaVo con Pulsador



Tamaño de cabezas mínimo



Recubrimiento Plasmatec



Baja sonoridad solo 55 dB(A)



Flexibilidad gracias a cabezas intercambiables



2 años de garantía

Descubre todas las ventajas de los contraángulos KaVo en Kavo.com

- Revestimiento de **KaVo Plasmatec** para un agarre perfecto y un excelente nivel de higiene
- Sujeción **FG de alta tecnología** de KaVo especialmente duradera, con casquillo guía de carburo
- Fuerza de **sujeción de 32 N** con rotación centrada y precisa para una vida útil más larga y una fijación segura de la fresa
- Las combinaciones ergonómicas del ángulo de la cabeza/mango y el pequeño tamaño de la cabeza garantizan la **mejor visibilidad** y un espacio libre óptimo
- Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones gracias a los **rodamientos cerámicos** de alta calidad «Made in Germany»
- Bajo **nivel acústico de solo 55 dB(A)** para eliminar los ruidos que pueden resultar molestos para los pacientes y los odontólogos
- **Cabezas intercambiables KaVo INTRA LUX** para lograr una flexibilidad máxima con una variedad de uso casi ilimitada.



MASTERmatic LUX
M25L 1:5

Ref. 1.009.3630

Precio promo **1.466€**
PVP 2.198€



MASTERmatic LUX
M05 L Mini 1:5

Ref. 1.009.3640

Precio promo **1.466€**
PVP 2.198€



MASTERmatic LUX
M45L 1:4,2

Ref. 1.014.0280

Precio promo **1.319€**
PVP 2.198€



2 MASTERmatic LUX M25L 1:5



Ref. 1.009.3630

Cod. promo: 88002573

Precio promo **2.344 €**
PVP 4.396€


**1 MASTERmatic LUX Mango M20 L 1:1
+ 1 Cabeza INTRA L68**



Refs. 1.009.3620 + 1.008.1833

Cod. promo: 88002733

Precio promo **709 €**
PVP 1.476€



Serie MASTER

Cabezas INTRA

Un total de 14 cabezas intercambiables para una versatilidad ilimitada: un único mango con cabezas optimizadas supone opciones casi ilimitadas para todas las aplicaciones, con una inversión más baja y con procesos de mantenimiento más sencillos.

Cambio sencillo: las cabezas INTRA de KaVo se adaptan a todos los mangos KaVo MASTERmatic.

Preparación estándar



INTRA cabeza L68 B (1:1)
Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1833 **Precio promo 306€**
PVP 510€



INTRA cabeza L80 (1:1)
Con portafresas con pulsador, para fresas (FG), diámetro 1,6 mm, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.004.4456 **Precio promo 405€**
PVP 607€



INTRA cabeza L68 B (1:1)
Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1834 **Precio promo 340€**
PVP 510€



INTRA cabeza L67 (2:1)
Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1832 **Precio promo 340€**
PVP 510€



INTRA cabeza L66 B (3:1)
Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1831 **Precio promo 340€**
PVP 510€



INTRA minicabeza L52 (1:1)
Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo en miniatura (longitud 16 mm, diámetro 2,35 mm), velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1825 **Precio promo 313€**
PVP 470€



INTRA cabeza L67 (2:1)
Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1832 **Precio promo 340€**
PVP 510€

Preparación de especialidad



INTRA cabeza profiláctica L31 (2:1)
Con rosca y botón, para accesorios de pulido de rosca y a presión, múltiples juntas para evitar la entrada de pasta de pulir, velocidad máx. de accionamiento: 15.000 rpm
Ref. 1.008.1824 **Precio promo 232€**
PVP 348€



INTRA cabeza profiláctica/endodoncia L53
Con portafresas con pulsador, para accesorios de pulido con mango de contraángulo, diámetro 2,35 mm, rotación alternante en 60°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm
Ref. 1.008.1826 **Precio promo 313€**
PVP 470€



INTRA EVA cabeza L61 G
Las limas rotan libremente con un recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1828 **Precio promo 401€**
PVP 601€



INTRA EVA cabeza L61 R
36 posiciones de bloqueo separadas para limas de bloqueo, con recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1829 **Precio promo 471€**
PVP 707€



INTRA LUX cabeza de endodoncia L3
Con portafresas de botón, para instrumentos radiculares manuales con mango de 3,5-4,0 mm de diámetro, giro alternante de 60°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm
N.º de mat. 1.008.1822 **Precio promo 313€**
PVP 470€



INTRA cabeza Endo L3 Y
Con portafresas con pulsador, para instrumental manual para el conducto radicular con empuñadura, diámetro 3,5-4,0 mm, recorrido de 0,4 mm, rotación del receptáculo de la lima de 360°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm
Ref. 1.008.1823 **Precio promo 313€**
PVP 470€



INTRA cabeza L62 (10:1)
Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo e instrumental de relleno de conducto radicular, velocidad máx. de accionamiento: 2000 rpm
Ref. 1.008.1830 **Precio promo 401€**
PVP 601€



INTRA micro-cabeza L22 (1:1)
Con fresa redonda (tamaño 2), y fresa cónica en U invertida (tamaño 0), para microcirugía, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1835 **Precio promo 313€**
PVP 470€

Piezas de mano con luz

KaVo MASTERmatic M 10 L (1:1)

Ref. 1.009.3570



Precio promo 755€
PVP 1.414€

Serie **EXPERT**

KaVo **EXPERTmatic**

Contra-ángulos y piezas de mano MASTERmatic: impresionantes, fiables y duraderos.



Nuevos **rodamientos de bolas cerámicos**



Portafresas FG con casquillo guía de carburo



Tamaño de cabezas mínimo



Superficie EXPERTgrip



Baja sonoridad solo 57 dB(A)



Tecnología Coolhead



2 años de garantía

Descubre todas las ventajas de las turbinas KaVo en Kavo.com

- Seguros y duraderos gracias a la **sujeción FG de alta tecnología** de KaVo con casquillo guía de carburo
- Fuerza de **sujeción de hasta 30 N**
- **Dimensiones reducidas de la cabeza** estándar para mejorar la visibilidad y la accesibilidad incluso en zonas de preparación de difícil acceso (E25L)
- **Rodamientos cerámicos** KaVo comprobados y de alta precisión «Made in Germany» para un funcionamiento más suave, incluso en preparaciones que requieren mucha potencia
- **Bajo nivel acústico de solo 57 dB(A)** para un trabajo relajado y para eliminar los ruidos que pueden resultar molestos para los pacientes y los odontólogos
- Tolerancias de fabricación mínimas para obtener una **relación óptima precio/larga vida útil**
- La posibilidad de elegir LUX/no LUX garantiza que se utiliza exactamente el instrumento adecuado para el motor de la unidad de tratamiento

Contra-ángulos sin luz



EXPERTmatic
E20C

Ref. 1.007.5541

Precio promo **562€**
PVP ~~936€~~



EXPERTmatic
E25C

Ref. 1.007.5551

Precio promo **824€**
PVP ~~1.372€~~



EXPERTmatic
E61C

Ref. 1.008.4999

Precio promo **663€**
PVP ~~1.106€~~

Contra-ángulos con luz



EXPERTmatic Lux
E20L

Ref. 1.007.5540

Precio promo **707€**
1 unidad
PVP ~~1.177€~~

Precio promo **1.256€**
2 unidades
PVP ~~2.354€~~

Cod. promo: 88002574



EXPERTmatic Lux
E25L

Ref. 1.007.5550

Precio promo **969€**
1 unidad
PVP ~~1.615€~~

Precio promo **1.723€**
2 unidades
PVP ~~3.230€~~

Cod. promo: 88002574

Piezas de mano sin luz

KaVo **EXPERTmatic E 10 C (1:1)**

Ref. 1.007.5560

Precio promo **430€**
PVP ~~749€~~



Ofertas Duo Packs

PACKS NO DIVISIBLES

**DUO PACK
MASTERtorque M9000L**

Turbina con luz, con
hasta 31 vatios de
potencia

Mat. N° 1.014.5479
PVP: 3.892 €

PVR Promo: 1.661€

**DUO PACK
EXPERTtorque E680L**

Turbina con luz, con
hasta 29 vatios de
potencia

Mat. N° 1.014.5478
PVP: 2.918€

PVR Promo: 1.246€

**DUO PACK
EXPERTmatic E25L**

Contra-ángulo
multiplicador
con luz, transmisión 1:5

Mat. N° 1.014.5499
PVP: 3.229€

PVR Promo: 1.378€

**DUO PACK
EXPERTmatic E15L/E15L**

Contra-ángulo
reductor con luz,
reducción 5, 4:1

Mat. N° 1.014.5559
PVP: 2.626€

PVR Promo: 1.121€

**DUO PACK
EXPERTmatic E20L**

Contra-ángulo con luz,
transmisión 1:1

Mat. N° 1.014.5505
PVP: 2.354€

PVR Promo: 1.055 €

**DUO PACK
MASTERmatic M25L**

Contra-ángulo
multiplicador
con luz, transmisión 1:5

Mat. N° 1.014.5561
PVP: 4.396€

PVR Promo: 1.876€

**DUO PACK
EXPERTmatic E25L/E20L**

Contra-ángulo multi-
plicador con luz (1:5)
Contra-ángulo con luz (1:1)

Mat. N° 1.014.5475
PVP: 2.792€

PVR Promo: 1.192€

**DUO PACK
MASTERmatic M25L/M05L**

Contra-ángulo
multiplicador 1:5 cabeza
standart M25L y cabeza
mini MOSL

Mat. N° 1.014.5567
PVP: 4.396€

PVR Promo: 1.876€


Ofertas Duo Packs

PACKS NO DIVISIBLES

DUO PACK E10C

Pieza de mano recta,
irrigación interna,
sin luz



Mat. N° 1.014.5558
PVP: 1.498€

PVR Promo: 700€

DUO PACK MASTERmatic M25L/M20L + Cabeza INTRA L68



Mat. N° 1.014.5564
PVP: 3,675€

PVR Promo: 1,568€

DUO PACK SONICFLEX QUICK 2008L

Ultrasonido con luz y
regulación de potencia



Mat. N° 1.015.3866
PVP: 4.161€

PVR Promo: 1.776€

DUO PACK MASTERmatic M20L+ Cabeza L67 / Mastermatic M20L+ Cabeza L68



Mat. N° 1.014.5565
PVP: 2.953€

PVR Promo: 1.260€

DUO PACK SONICFLEX 2003L

Ultrasonido con luz y
regulación de potencia



Mat. N° 1.015.3867
PVP: 4.161€

PVR Promo: 1.776€

Oferta Trio Pack

TRIO-PACK E680L/ E20L/ 465LED

Mat. N° 1.010.3750
PVP: 3.286€

P. Promo 1.359€





Acoplamientos KaVo

Acoplamiento MULTiflex

SIN LUZ

Con conexión normalizada de 4 orificios. Anillo giratorio - regulación de spray con posiciones de fijación. Válvula de retención.



Acoplamiento MULTiflex

CON LUZ

Con conexión normalizada de 4 orificios. Anillo giratorio - regulación de spray. Válvula de retención



Acoplo MULTiflex 460E

(SIN regulación de spray)
Ref. 1.001.7600

Precio promo **138€**
PVP 229€

Acoplo MULTiflex 465 RN

(CON regulación de spray)
Ref. 0.553.1600

Precio promo **179€**
PVP 297€

Acoplo MULTiflex 460 LED

(SIN regulación de spray)
Ref. 1.007.3201

Precio promo **211€**
PVP 351€

Acoplo MULTiflex 465 LED

(CON regulación de spray)
Ref. 1.007.3197

Precio promo **399€**
PVP 649€



Mantenimiento e higiene KaVo

KaVo QUATTROcare PLUS

+ 1 EXPERTtorque E680L

Refs. 1.008.3805 + 1.006.8700 **Cod. promo: 88002662**

Un buen mantenimiento siempre merece la pena

Los instrumentos quedan como nuevos gracias a los cuidados del QUATTROcare PLUS. El proceso de conservación aprobado y la cantidad justa de lubricante actúan como un tratamiento de spa para los instrumentos. Quedan perfectamente lubricados y listos para volver a funcionar

Incluye:

- 3 acoplamientos INTRAMatic short
 - 1 acoplamiento MULTiflex care
 - 1 bote de QUATTROcare Plus Spray
 - Acoplamientos para instrumentos habituales de otros fabricantes disponibles como accesorios
- 12 meses de garantía.

Precio promo **2.385€**
PVP 2.876€



Obtenga ahora
una **turbina KaVo**
EXPERTtorque
E680L con la compra
de un QUATTROcare



Sistema de Abrasión KaVo

KaVo RONDOflex PLUS 360

Refs.1.002.2179 + 1.000.5957 + 1.000.5956 + 1.000.9006

Cod. promo: 88002661

Precio promo **1.550€**
PVP ~~2.270€~~

Accesorios

RONDOflex polvo 27 µm
para eliminar menos 1000 g
RONDOflex polvo 50 µm
para eliminar más 1000 g

Información del producto:


Incluye 2 cánulas (diámetros 0,46 mm y 0,6 mm), 2 envases de polvo y 2 botellas de polvo (75 g cada uno), fácil de conectar al sistema MULTiflex de KaVo, 12 meses de garantía

Sistema de abrasión por aire con agua pulverizada para reducir el aerosol de polvo y eliminar el material de la superficie de los dientes de forma suave y sin dolor.

- **Técnica mínimamente invasiva de cavidades**
- **Tratamiento de superficies, previo a la técnica adhesiva**
- **Restauración de superficies, como en caries secundarias**

Posibles aplicaciones:

- Preparación de cavidades mínimamente invasivas
- Preparación de superficies adhesivas antes de técnicas de ácido/grabado
- Preparación de superficies adhesivas para aparatos ortodónticos
- Preparación de sellos de fisuras
- Apertura y ampliación de fisuras
- Eliminación de adhesivo residual de puentes, coronas, etc. (extraoral)



Superficie de la caries ampliada a 500x. La estructura de la superficie es rugosa de manera uniforme en toda la caries



Caries después de aplicar polvo de 50 µm sobre ella durante 60 segundos. Muy buen poder abrasivo con contornos claros reconocibles



La compra de un KaVo RONDOflex PLUS incluye:

- 1 ud. polvo abrasivo de 27 µm, 1000 g
- 1 ud. polvo abrasivo de 50 µm, 1000 g
- Gafas de protección

- 16-
KaVo





Profilaxis KaVo

KaVo PROPHYflex™ 4

Precio promo **1.202€**
PVP 1.503€

WAVE | FLAMINGO ó LIME + PROPHYpearls Selection


Refs.3.002.8000 | 3.002.8200 ó 3.002.8800 + 1.013.4400

Cod. promo: 88002116

Pulido por aire para una limpieza cómoda


La ergonomía perfecta con dos fundas de agarre de diversas longitudes, los tres niveles de limpieza que se pueden regular con la palma de la mano y el pulido por aire respetuoso con las piezas dentales, que produce menos nubes de polvo.

Limpieza supragingival




Eliminación indolora de manchas, placa y biofilm.

Limpieza supragingival



Limpieza en profundidad de implantes coronas y puentes (con polvo PERIO).

Limpieza subgingival



(Con kit y polvo PERIO). Eliminación eficaz del biofilm de las bolsas periodontales.

Contenido

PROPHYflex 4 Wave con funda de agarre (larga) montada, cánula estándar y depósito de polvo.

Incluye:

- 1 cánula Power
- 1 funda de agarre (corta)
- 1 depósito de polvo supragingival
- 1 fresa de limpieza
- 1 aguja de desobstrucción
- 1 llave para cánula
- 1 juego de juntas tóricas




PROPHYpearls Selection




Elija el color que más le guste

¡El PROPHYflex 4 se adapta a la forma de su mano, así como a tu personalidad! La pieza de mano está disponible en tres colores vibrantes, lo que confiere a su PROPHYflex 4 un verdadero valor añadido como una tarjeta de visita personalizada en su consulta.



Mejora de la visión: reducción de la niebla de polvo.

La cantidad de polvo totalmente ajustable y el rociado constante y específico le brindarán satisfacción al mejorar la precisión de la limpieza y reducir el empañamiento, todo para una higiene óptima



Eficaz contra las manchas, suave con los dientes. La distribución uniforme de la energía en toda la superficie de pulverización ofrece dos ventajas: una mayor eficiencia de limpieza y una mejor protección de la estructura dental



Ahorre tiempo: depósitos de polvo herméticamente cerrados

Envase de polvo herméticamente cerrado con tapón: ideal para preparar tratamientos que requieran el uso de un polvo específico. ¡Basta con acoplar el depósito precargado para utilizar el instrumento y listo!

KaVo PROPHYflex™ 4 PERIO KIT

+ PROPHYflex Perio Powder (4x)

Refs.1.011.9403 + 1.009.3732

Cod. promo: 88002386

10 puntas perio para una limpieza segura y precisa de las bolsas, gracias a la punta fina y estable* con marcas de profundidad y al adaptador perio, así como al PROPHYflex Perio Powder y los accesorios

Precio promo **308€**
PVP 386€



- 17 -
KaVo

KaVo PROPHYflex
Perio Powder

· Para tratamientos subgingivales y supragingivales ·

Botella (4 uds./ g)
Ref. 1.009.3732





Profilaxis KaVo

KaVo SONICflex 2008 o 2003 L Set

+ 5 puntas de libre elección incluidas

Precio promo **1.698€**
PVP ~~2.439€~~

El scaler más potente y silencioso de su clase que combina potencia y versatilidad. Gracias a sus más de 50 puntas, que se sustituyen de forma rápida y sencilla, se adaptará a tus necesidades en una amplia gama de aplicaciones.

Oscilación suave perfecta para pacientes sensibles al dolor

Amplia gama de indicaciones y usos para un tratamiento cuidadoso

No es necesario ningún dispositivo adicional, basta con montarlo en el acoplamiento KaVo MULTIflex o Sirona

SONICflex 2008 L Set

Ref. 1.007.1604

La evolución y última generación del popular SONICflex; Puntas de rosca corta y ahorro de tiempo con solo con un cuarto de vuelta para apretar las puntas.

SONICflex 2003 L Set

Ref. 1.000.8333

Para usuarios del SONICflex del 2000N, por continuidad en conectividad de equipos y usabilidad de puntas. Misma regulación, recubrimiento y aplicaciones. Puntas de rosca larga.



24 meses de garantía
para SONICflex 2003 y SONICflex 2008

*No incluido el juego de puntas SONICflex IMPLANT
ref. 10038167/10062027

Por la compra de un
KaVo SONICflex,
llévase **ahora 5 puntas**
a su elección,
de regalo*



Productos y tecnologías de diagnóstico de un vistazo.



DIAGNOcam Vision Full HD

Tres imágenes diagnósticas instantáneas a partir de una toma: imágenes intraorales Full HD, transiluminación, fluorescencia

DIAGNOcam Vision Full HD: N.º de mat. 1.011.1213 (tubo de 2,5 m)

Incluido en el precio paquete estándar (y/o para nuevo pedido)

Para uso independiente, adicionalmente:

- Punta Vision Full HD (1 unidad)
- Cubierta de fluorescencia Vision Full HD (1 unidad)
- Soporte Vision Full HD (soporte de mesa) (1 unidad)
- Fundas Vision Full HD (fundas protectoras desechables) (100 unidades)
- Software KaVo DIAGNOcam



DIAGNOdent Pen

Detección de caries con señales acústicas y pantalla fácil de leer

DIAGNOdent pen: N.º de mat. 1.002.7000

DIAGNOdent pen Display: N.º de mat. 1.004.8400

DIAGNOdent pen sonda de zafiro para fisuras: N.º de mat. 1.002.6967

DIAGNOdent pen sonda proximal de zafiro: N.º de mat. 1.002.6970

DIAGNOdent pen sonda perio de zafiro: N.º de mat. 1.004.0370

Caja de almacenamiento para sondas DIAGNOdent pen: N.º de mat. 1.002.7011



KaVo ProXam iCam

Imágenes intraorales con notable profundidad de campo y excelente reproducción del color

KaVo ProXam iCam 1,3m: N.º de mat. 2.023.8000

KaVo ProXam iCam 2,5m: N.º de mat. 2.023.8100

Fundas de cámara, 500 unidades: N.º de mat. 2.023.8002



Profilaxis KaVo

KaVo DIAGNOdent™ pen with Display

Un diagnóstico seguro y sencillo de caries.

- **Mayor fidelidad de los pacientes** gracias a los cómodos métodos de tratamiento y a un número de éxitos de la prevención superiores
- **Reducción del uso de sondas manuales**, protección de los prismas del esmalte
- **La medición cuidadosa** para un tratamiento mínimamente invasivo
- **Gran fidelidad de los pacientes + servicio mejorado** = mayor éxito de la consulta

Ref. 1.007.0072

Precio promo **2.350€**
PVP 3.548€



KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Triple diagnóstico con solo un clic

Con la nueva DIAGNOcam Vision Full HD, KaVo ha conseguido redefinir la generación de imágenes dentales. Con el concepto 3 en 1 de la nueva cámara intraoral KaVo se pueden generar fácilmente imágenes de relevancia clínica con una resolución excelente..

Precio promo **5.468€**
PVP 6.309€

Ref. 1.011.1213



Siempre nítido sin ajustes

El enfoque automático permanente está siempre activo, tanto dentro como fuera de la boca, y crea siempre imágenes clínicamente relevantes y extremadamente precisas sin demoras causadas por el enfoque, lo que evita repeticiones.



Sensor giroscópico para facilitar la orientación

La imagen siempre se muestra en la posición correcta, porque el sensor giroscópico integrado reconoce si está realizando la toma del lado izquierdo o derecho, maxilar superior o inferior y alinea la grabación automáticamente.



Selección de mejor imagen integrada

Para minimizar la susceptibilidad a imágenes borrosas, la cámara guarda directamente las grabaciones de antes y después de la toma, de manera automática, selecciona la imagen de mayor calidad y la muestra en la pantalla.



Profilaxis II KaVo

KaVo ProXam iCam 2,5m

+ **Software independiente TWAIN Interface**

Ref. 2.023.8100 + 1.014.8400



Una cámara pequeña con un efecto enorme

La nueva y elegante KaVo ProXam iCam destaca por la nitidez de sus imágenes y por su uso intuitivo. De manejo sencillo utilizando un botón y un control de pedal, y un práctico modo macro que permite captar primeros planos. También garantiza una óptima comunicación con el paciente y una perfecta documentación de las imágenes.

Es totalmente compatible con los sistemas de comunicación con el paciente KaVo CONNECTbase y KaVo CONEXIO, sino que también se integra sin problemas en otras soluciones de software como Romexis a través de la **interfaz independiente KaVo TWAIN**.

Con dos longitudes de cable, ofrecen la flexibilidad necesaria para todo tipo de instalaciones: 1,30 metros para la integración en unidades y 2,50 metros para el uso individual. .

Sus ventajas de un vistazo:

- Cámara intraoral con gran profundidad de campo
- Incorporación plug-and-play
- Modo macro para captar primeros planos
- Tamaño manejable y peso reducido
- Integración en unidades de tratamiento o conexión individual
- Manejo manual o mediante el control de pedal para garantizar una posición de sujeción estable en todo momento
- Protegida contra la contaminación mediante prácticas fundas desechables



Precio promo **2.230€**
PVP ~~2.891€~~



Micromotores de Laboratorio

KaVo Micromotor K5

El todoterreno compacto

KaVo Micromotor K-POWERgrip

Eficaz y potente.

KaVo Micromotor K - ERGOgrip

La solución potente y cómoda.



CALIDAD



RENDIMIENTO



ERGONOMÍA

Micromotor de laboratorio corto y ligero

- Torque máx. de 4,5 Ncm
- Hasta 35.000 rpm en sentido horario y hasta 5000 rpm en sentido antihorario
- Sistema de ejes con solo 2 rodamientos de bolas, fácil de reemplazar

K5 plus/K-Control de mesa

4911 / 4957 Ref. 1.009.4243

K5plus/K-Control de rodilla

4911 / 4955 Ref. 1.009.4244

K5plus/K-Control de pedal

4911 / 4956 Ref. 1.009.4245

Precio promo **1.311€**
PVP 2.135€

Micromotor de laboratorio potente y de baja vibración con un ruido de funcionamiento mínimo

- Torque máx. de 7 Ncm
- Hasta 50.000 rpm en sentido horario y hasta 5000 rpm en sentido antihorario
- Para todos los materiales habituales
- Rodamiento de bolas fácil de reemplazar

K-POWERgrip/K-Control de mesa

4941 / 4957 Ref. 1.007.2083

K-POWERgrip K-Control de rodilla

4941 / 4955 Ref. 1.007.2082

K-POWERgrip/K-Control de pedal

4941 / 4956 Ref. 1.007.2084

Precio promo **1.604€**
PVP 2.762€

Micromotor de alta potencia que ofrece soluciones cómodas basadas en un diseño ergonómico y ligero

- Pieza de mano corta y ergonómica con 2 mangas de agarre
- Torque de 7 Ncm
- Hasta 50.000 rpm en sentido horario y antihorario
- Para todos los materiales habituales
- Robusto sistema de ejes
- Rodamiento de bolas fácil de reemplazar
- Sistema de portafresas con un 40 % más de fuerza de retención
- Varias mangas de agarre con agarre suave
- Sistema de portafresas fácil de limpiar
- Para personal diestro y zurdo

K-ERGOgrip/K-Control de mesa

4944 / 4957 Ref. 1.005.4204

K-ERGOgrip/K-Control de rodilla

4944 / 4955 Ref. 1.005.4206

K-ERGOgrip/K-Control de pedal

4944 / 4956 Ref. 1.005.4207

Precio promo **1.864€**
PVP 2.908€



Control de rodilla



Control de mesa



Control mediante pedal

Unidad de control universal KaVo K-Control TLC con opciones que se adaptan a requisitos individuales o al espacio disponible (control de mesa, rodilla o pie), piezas de mano fáciles de sustituir gracias al reconocimiento automático de la pieza de mano, la versión de rodilla se puede acoplar a un gancho de rodilla KaVo K-Control existente, interruptor de seguridad para permitir velocidades de giro superiores a 30.000 rpm, en sentido horario y antihorario, en función de la pieza de mano, de hasta 50.000 rpm, 4 programas memorizables: ahorro en 4 segundos para una función de control de velocidad de 4 segundos, pantalla de 4 colores para una fácil diferenciación, acceso rápido a las velocidades y los pares preestablecidos con solo pulsar el control de velocidad

Serie MASTER

KaVo MASTERSurg

Ref. 1.007.1604



- + **SURGmatic pro S201 L** Ref. 1.013.7540
- + **Set tubos esterilización S600** Ref. 1.009.8757

Cod. promo: 88002712

Precio promo **4.716€**
PVP 7.895€

- + **SURGmatic pro S201 XL** Ref. 1.013.7541
- + **Set tubos esterilización S600** Ref. 1.009.8757

Cod. promo: 88002230

Precio promo **4.716€**
PVP 7.895€



Serie EXPERT

KaVo EXPERTSurg

Ref. 1.008.3500



- + **SURGmatic pro S201 L** Ref. 1.013.7540
- + **Set tubos esterilización S600** Ref. 1.009.8757

Cod. promo: 88002508

Precio promo **3.456€**
PVP 6.468€

- + **SURGmatic pro S201 XL** Ref. 1.013.7541
- + **Set tubos esterilización S600** Ref. 1.009.8757

Cod. promo: 88002229

Precio promo **3.456€**
PVP 6.468€



2ª Unidad Adicional

SURGmatic pro S201 L ó SURGmatic pro S201 XL Precio promo **1.040€**

Ref. 1.013.7540


Ref. 1.013.7541

PVP 1.881€



KaVo contraángulo SURGmatic S15L Pro

Ref. 1.014.4000



Contraángulo multiplicador con luz de la velocidad quirúrgica para una amplia gama de indicaciones. Tecnología Coolhead y EXPERTgrip. Transmisión 1:5 con hasta 200.000 rpm.

Precio promo **1.140€**
PVP 1.709€

KaVo
**CERTIFIED
REPAIR
PARTNER**

Asegúrese de que su instrumento KaVo siga siendo un instrumento KaVo: Servicio original de KaVo.

Cuando un instrumento KaVo necesita una reparación, la segunda mejor opción no es suficiente. Merece la mejor: una reparación en fábrica original de KaVo. El montaje de piezas de terceros puede afectar a la funcionalidad (y, por lo tanto, a los tratamientos) e invalidar la garantía de KaVo. Una reparación en fábrica original de KaVo significa que solo se utilizan piezas de repuesto originales de KaVo. De este modo se garantiza una calidad de tratamiento óptima, una fiabilidad inmejorable y una mayor duración con los atractivos precios fijos de KaVo.

Ventajas de las piezas de repuesto originales de KaVo

- Desarrolladas, probadas y certificadas por KaVo
- Necesarias para garantizar reparaciones de alta calidad
- Funcionalidad, duración y seguridad óptimas para pacientes y usuarios

Usted sabe lo importante que es la calidad en los dispositivos médicos de KaVo que utiliza:

- El uso de piezas de repuesto originales de KaVo garantiza que todos los componentes funcionen juntos de la forma más eficiente y segura posible y le aporta la seguridad de una garantía de fábrica y un servicio completo por parte de KaVo
- Si los dispositivos médicos de KaVo se reparan con piezas de repuesto de terceros, se anulan la licencia de operador de KaVo y la garantía y la responsabilidad se transfiere a la persona que realiza la reparación

Sepa de antemano cuánto puede ahorrar después: reparaciones en fábrica a precios fijos y atractivos



- 1 Solicite su reparación en la tienda en línea de KaVo **www.kavobox.com** die KaVo Original



- 2 Coloque sus productos que envía a KaVo en su embalaje. Nuestro socio UPS® los recogerá automáticamente el siguiente día hábil.



- 3 Recibirá sus productos con el man-tenimiento y la reparación adecuados. Incluye un año de garantía en la reparación y las piezas sustituidas.

Puede acceder directamente:
www.kavobox.com

- Podrá hacer en todo momento un seguimiento del estado de su reparación.
- Tendrá acceso a la historia de todos sus pedidos.

Teléfono de contacto
91 550 20 03

* Estos precios fijos se aplican con las siguientes dos excepciones: Si los costos de reparación son significativamente más altos que el precio fijo, recibirá una estimación de costes por adelantado para su aprobación. En caso de que no fuera necesaria una reparación o solo una menor, realizamos el pequeño paquete de servicios por 69 € que incluye generalmente lo siguiente: una limpieza, desmontaje, revisión, lubricación, sustitución de pequeños materiales y controles de seguridad.

KaVo BOX
Original Factory Repair



KAVO

SERVICIO

KAVO

**CERTIFIED
REPAIR
PARTNER**



Podría ser
más económico



¡Pero mejor,
imposible!




NUEVO: KaVo Box™ PLUS 2 - Extensión de garantía de 2 años

- Protección total de los gastos de reparación con la extensión de garantía de 2 años después de la reparación
- Sólo a través de una solicitud de reparación
- Más detalles en: www.kavobox.com

91 550 20 03

- 25 -
KaVo

NUEVO



Manuel Taborda
Delegado de Venta
manuel.taborda@kavo.com
Móvil +351 96 534 69 04



María Sobrado
Delegada de Venta
maria.sobrado@kavo.com
Móvil +34 600 578 937



José Luis Aldea
Delegado de Venta
jose.aldea-sanz@kavo.com
Móvil +34 600 578 921



Purificación Braojos
Sales Manager Iberia
purificacion.braojos@kavo.com
Móvil +34 607 668 594



Miguel Ángel Latorre
Delegado de Ventas
miguelangel.latorre@kavo.com
Móvil +34 673 642 580

