

incotrading

OFERTAS

VIGENTES

TERRAGENE S.A

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

INDICADOR BIOLOGICO ESTERILIZ.CAJA DE 30 VIALES

TERRAGENE S.A

Ref.: 107BT2030

95,79 €

75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización -
Caja de 30 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con
indicador de pH inocuo para los
microorganismos inoculados.

INDICADOR BIOLOGICO ESTERILIZACION CAJA DE 100 UDS

TERRAGENE S.A

Ref.: 107BT20

298,70 €

230 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización -
Caja de 100 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con
indicador de pH inocuo para los
microorganismos inoculados.

CATTANI

COMPRESORES
ASPIRACIÓN CATTANI
DESINFECCIÓN Y LAVADO
ASPIRACIÓN
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

COMPRESOR AC 310Q –
230V 50HZ CADCAM

CATTANI
Ref.: 1013355

7.866,14 – €
5.460 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)




COMPRESOR AC410Q
MONOFASICO 230V 50HZ

CATTANI
Ref.: 1013455

13.500 – €
8.770 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)




COMPRESOR AC 100
CATTANI

Ref.: 1013130

3.220,75 – €
1.980 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado -
Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de
aire e insonorizado para 1 equipo.
Dispone de las siguientes
características: motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8
A, un depósito de aire de 30 litros, un
caudal efectivo a 5 bar de 67,5 l/min y
su nivel sonoro es de 70 dB (A).

COMPRESOR AC 100Q
CATTANI

Ref.: 1013150

Dispone de promocion!
+ Ver más

4.904,39 – €
3.145 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado -
Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de
aire e insonorizado, para 1 equipo.
Dispone de las siguientes
características: motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8
A, un depósito de aire de 30 litros, un
caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min,
y su nivel sonoro es de 62 dB (A).

COMPRESOR AC 200

CATTANI

Ref.: 1013230

Dispone de promocion!
+ Ver más


4.376,65-€

2.810 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire, para 2/3 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30l, caudal efectivo a 5 bar de 160 l/min y un nivel sonoro de 71.8 dB (A).

COMPRESOR AC 200Q

CATTANI

Ref.: 1013250

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.473,92-€

3.760 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros insonorizado - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 2/3 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30 l, caudal efectivo a 5 bar de 160 N l/min y un nivel sonoro de 63 dB (A).

COMPRESOR AC 300

CATTANI

Ref.: 1013330

Dispone de promocion!
+ Ver más


6.055,83-€

3.440 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire, para 4/5 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, un caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 73.6 dB (A).

COMPRESOR AC 300Q

CATTANI

Ref.: 1013350

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.509,03-€

4.570 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros insonorizado - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 4/5 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 65.3 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013430

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.254,51-€

6.060 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230V 50Hz independientes, potencia total de 2.4 kW - 15,4 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013435

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.254,51-€

6.060 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.2 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 600 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013530

12.548,08-€

7.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230 50Hz independientes , potencia total de 3 kW - 20.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 600 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013535

Dispone de promocion!
+ Ver más

12.548,08-€

7.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V 50Hz independientes , potencia total de 3 kW - 7.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 900 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013599

Dispone de promocion!
+ Ver más

18.979,67 €

13.150 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 3 cilindros - Para 15 equipos.



Compresor con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire, para 15 equipos.
Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 4.5 kW - 11.1 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 714 l/min y su nivel sonoro es de 75 dB (A).

COMPRESOR AC 1200 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013595

Dispone de promocion!
+ Ver más

26.362,99 €

17.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros - Para 20 equipos.



Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros con cuatro secadores de aire, para 20 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 6.5 kW - 15 A, depósito de aire de 300 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 952 l/min y un nivel sonoro de 81 dB (A).

COMPRESOR AC 1800 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013594

Dispone de promocion!
+ Ver más


39.137,96 €

25.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros - Para 25 equipos.



Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros con seis secadores de aire, para 25 equipos.
Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 9.75 kW - 22.6 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 1428 l/min y un nivel sonoro de 82.5 dB (A).

COMPRESOR AC 310 MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013310

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.280,67 €

3.695 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de un motor monofásico 230V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 10.2 A.

COMPRESOR AC 310

TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013313

Dispone de promocion!
+ Ver más


6.280,67 – €

3.695 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor trifásico 400V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 3,7 A.

COMPRESOR AC 410

MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013410

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.785,63 – €

6.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos 50 Hz y potencia total de 2,4 kW – 15,4 A.

COMPRESOR AC 410

TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013413

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.785,63 – €

6.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos 50 Hz y potencia total de 3 kW – 7,2 A.

COMPRESOR AC 610 -

MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013510

Dispone de promocion!
+ Ver más

13.021,68 – €

8.350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos de 230V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 20,4 A.

COMPRESOR AC 610 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013513

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~13.021,68 €~~

8.350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 2 motores trifásicos de 400V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 7.4 A.

COMPRESOR AC 910 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013578

Dispone de promoción!
+ Ver más


~~22.050,97 €~~

14.250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor para grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comp



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes y potencia total de 4.5 kW - 11.1 A.

INSONORIZACIÓN PARA COMPRESORES

CATTANI

Ref.: 1010800

~~2.569,09 €~~

1.910 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insonorización para AC 100, 200 y 300 Cattani (Black Edition).



La campana de insonorización mejora considerablemente el ambiente de trabajo gracias a que consigue reducir hasta en un 20dB el nivel sonoro.
Adecuado tanto para interiores como para exteriores, esta campana de insonorización es resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve.

TURBO JET 1 MOD INSONORIZADO

CATTANI

Ref.: 1026170

~~3.743,67 €~~

2.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBO JET 1

CATTANI

Ref.: 1026110

2.198,84 €

1.410 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo.



Aspiración de anillo húmedo para un equipo. El motor está protegido por una pastilla térmica.
Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Nivel de presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

TURBO JET 2

CATTANI

Ref.: 1026210

3.608,36 €

2.290 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama (260mbar) - Para 1/2 e



Aspiración con motor Uni-Jet 75 2V de doble ventola, de alto vacío. Aconsejada para equipo de cirugía o donde se necesite una aspiración potente.
Potencia rendida: 0.80 KW - 6,1 A. Caudal máximo: 650 l / min. Presión máxima de trabajo en servicio continuo: 260 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

MICRO SMART 230V 50HZ

CATTANI

Ref.: 1035050

Dispone de promocion!
+ Ver más

3.988,09 €

2.495 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos.



Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos, con su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. En la versión sin separador de amalgama no incluye panel de control, que se puede pedir a parte (ref.: 1181642).

MICRO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035060

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.133,92 €

3.290 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 6, conectividad WiFi y panel de control.

MICRO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035031

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.044,25-€

3.430 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos.



La evolución de Micro Smart. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

MICRO SMART CUBE CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035030

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.570,39-€

3.790 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos
- Con separador de amalgama.



La evolución de Micro Smart, con separador de amalgama. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1035105

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.673,58-€

3.720 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.5 kW - 6.5 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1800 l/min).

TURBO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.670,24-€

4.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.22 kW - 7 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min).

TURBO SMART TS

CATTANI

Ref.: 1035155

6.603-€

4.340 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBO SMART TS CON
SEPARADOR AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035165

7.632-€

5.010 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035121

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.445,07-€

4.060 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5
equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos
en su versión A,. Motor mejorado, más
eficiente y potente, para la mejor
aspiración del mercado con el consumo
más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW -
4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700
l/min con password). Presión máxima
en servicio continuo: 210 mbar.

TURBO SMART CUBE
CON SEPARADOR DE
AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035120

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.536,81-€

4.735 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5
equipos (versión A o B) - Con separador
de amalgam



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos
en su versión A,. Motor mejorado, más
eficiente y potente, para la mejor
aspiración del mercado con el consumo
más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW -
4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700
l/min con password). Presión máxima
en servicio continuo: 210 mbar.


PASSWORD PARA
TURBO SMART

CATTANI
Ref.: 1035500

827,97-€
650 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Ampliación de potencia para Turbo Smart.



Password para ampliación de Turbo Smart desde versión A a versión B. Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube y aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.700 l/min. La mejor protección contra los aerosoles es una aspiración potente

TURBO SMART 2V
CATTANI

Ref.: 1035130
Dispone de promocion!
+ Ver más

7.207,19-€
4.490 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos.



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

TURBO SMART 2V CON
SEPARADOR DE
AMALGAMA ISO 18

CATTANI
Ref.: 1035135

Dispone de promocion!
+ Ver más
8.897,76-€
5.250 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos - Con separador de amal



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

TURBO SMART HP
CATTANI

Ref.: 1035140
Dispone de promocion!
+ Ver más

10.641,76-€
6.720 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

TURBO SMART HP CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035145

Dispone de promocion!
+ Ver más

11.984,89 – €

7.650 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos - Con separad



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

INSONORIZACIÓN X INTERIOR MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1074301

2.995,22 – €

2.140 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Micro Smart - Interior



INSONORIZACIÓN X EXTERIOR MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1074303

3.559,04 – €

2.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CARCARSA MICRO-SMART - INSONORIZACIÓN PLASTICA

CATTANI

Ref.: 1035010

300,02 – €

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSONORIZACIÓN X INTERIOR TURBO SMART

CATTANI
Ref.: 1074306

3.897,32 – €

2.770 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Turbo Smart - Interior



INSONORIZACIÓN X EXTERIOR TURBO SMART

CATTANI
Ref.: 1074304

3.396,94 – €

2.430 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



ASPI JET 6

CATTANI
Ref.: 1010010

4.104,28 – €

2.730 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Aspiración móvil.



Equipo de aspiración completamente móvil, con ruedas.
Motor de inducción con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A, y un caudal máximo de 1250 L/ min.
Su presión máxima de vacío es de 130 mbar.
Capacidad del vaso 4 litros.

ASPI JET 7

CATTANI
Ref.: 1010020

4.477,26 – €

2.930 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



ASPI JET 8

CATTANI

Ref.: 1010030

5.114,87-€

3.450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ASPI JET 9

CATTANI

Ref.: 1010040

5.608,56-€

3.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Sistema de aspiración quirúrgico con circuito hídrico completo.



Sistema de aspiración sobre ruedas, con drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y escupidera. Motor de inducción, con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A. Presión máxima de vacío: 130 mbar.

UNI-JET 75

CATTANI

Ref.: 1020322

820,24-€

505 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75, con salida de 30mm, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 62 dB (A).

UNI-JET 75 CARENADO

CATTANI

Ref.: 1020274

1.443,46-€

870 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75 insonorizado, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 53 dB (A).

UNI-JET 75 2V

CATTANI

Ref.: 1020370

2.124,90 – €

1.040 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 1 equipos.



Motor de anillos seco para 1 equipo, con doble ventola, para conseguir un nivel de vacío superior a los motores convencionales.
Potencia: 0,7KW - 5,3A. Caudal máximo:1.330 l/min. Presión de trabajo: 270 mbar. Nivel sonoro: 64 dB(A).

UNI-JET 75 2V CARENADO

CATTANI

Ref.: 1020386

2.530 – €

1.650 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TECNO-JET

CATTANI

Ref.: 1020590

1.781,29 – €

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TECNO-JET 2V

CATTANI

Ref.: 1020921

2.367,88 – €

1.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 2 equipos.



Motor de anillos seco para 2 equipos, con doble ventola, se consigue un nivel de vacío superior a los motores convencionales. Incluye válvula depresora. Alimentación monofásica: 230V 50hz.
Potencia: 1.1 kW - 7.5A. Caudal máximo: 2.170 l/min. Presión de vacío: 200 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

BLOK JET SMART DRY - 2
UNI-JET 75 + INVERTER
CATTANI

Ref.: 1072789

~~7.617,17 €~~

4.790 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MINI SEPARADOR 90°
CON LAVADO

CATTANI

Ref.: 1020944

~~255,35 €~~

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MINI SEPARADOR 90° SIN
LAVADO

CATTANI

Ref.: 1020945

~~215,11 €~~

125 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MINI SEPARADOR 180°
CON LAVADO

CATTANI

Ref.: 1020973

~~284,75 €~~

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MINI SEPARADOR 180°
SIN LAVADO
CATTANI
Ref.: 1020971

238,32 – €
125 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)




MINI SEPARADOR 90° +
GRUPO DRENAJE + AC45
CATTANI
Ref.: 1021002

565,41 – €
355 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)




MINI SEPARADOR 180° +
GRUPO DRENAJE + AC45
CATTANI
Ref.: 1021003

565,41 – €
355 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



MINICENTRIFUGA
FEDESA 230V 50HZ
CATTANI
Ref.: 1025262

701,06 – €
495 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



BLOK JET SILENT 1

CATTANI

Ref.: 1073501

~~19.793,31 €~~

15.650 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Sin separador de ar



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart y compresor AC 200.

BLOK JET SILENT 1 CON SEPARADOR ISO 6

CATTANI

Ref.: 1073500

~~22.031,64 €~~

15.770 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Con sepa



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart con separador de amalgama ISO6 y compresor AC 200.

BLOK JET SILENT 2

CATTANI

Ref.: 1073521

~~29.115,85 €~~

17.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Sin separador d



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B y compresor AC 300.

BLOK JET SILENT 2 CON SEPARADOR ISO 18

CATTANI

Ref.: 1073520

~~25.111,25 €~~

17.355 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Con sepa



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B con separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

EMBUDO

CATTANI

Ref.: 1040500

7,75 €

7,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Embudo autoclavable con función de escupidera.



Válido y adaptable a la manguera gruesa y fina, combinado con los filtros hepa, consigue la retirada de el germen en la nebulosa cerca del campo operatorio.

CÁNULA N°9

CATTANI

Ref.: 1040230

16,09 €

14 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°9.



Cánulas quirúrgicas n°9. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°10

CATTANI

Ref.: 1040240

16,09 €

14 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°10.



Cánulas quirúrgicas n°10. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°11

CATTANI

Ref.: 1040260

16,09 €

14 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°11.



Cánulas de aspiración de alto volumen n°11. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°17

CATTANI

Ref.: 1040250

~~16,09~~ – €

14 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°17.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial n°17. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray.
A diferencia de las otras cánulas de alto volumen, estas se usan con el terminal de aspiración d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°20

CATTANI

Ref.: 1040255

~~16,09~~ – €

14 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°20.



Cánulas de aspiración de alto volumen n°20. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray.
Se usan con el terminal d.16.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°21

CATTANI

Ref.: 1040257

~~16,09~~ – €

14 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°21.



Cánulas quirúrgicas n°21. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos.
Se usan con el terminal d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°22

CATTANI

Ref.: 1040258

~~16,09~~ – €

14 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°22.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial n°22. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray.
Reducen la vibración del aire, disminuyendo el nivel sonoro.
Se usan con el terminal d.16.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

**CEPILLO
LIMPIACANULAS
PEQUEÑO**

CATTANI
Ref.: 1040810

~~5,15 €~~
3,95 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**CEPILLO
LIMPIACANULAS
GRANDE**

CATTANI
Ref.: 1040820

~~5,15 €~~
3,95 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**VÁLVULA DE CORTE
MIGNON 04**

CATTANI
Ref.: 1024150

~~182,63 €~~
125 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



VÁLVULA MOTORIZADA

CATTANI
Ref.: 1024300

~~444,90 €~~
305 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



Válvula selectora para aspiración de polvo.

Válvula de corte para sistemas centralizados de aspiración de polvo. Necesita alimentación a 24V y contacto de activación desde un interruptor. Tiene salida a 24V una vez activada y contacto de activación libre de tensión para el sistema centralizado de aspiración.

VÁLVULA ESCUPIDERA

CATTANI

Ref.: 1021960

645,34 – €

490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Válvula escupidera Cattani.



Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama.

SOPORTE DE CANULAS
0055 GRIS

CATTANI

Ref.: 1030031

554,05 – €

315 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Soporte neumático 0055 gris



SOPORTE CANULAS 0055
"B" BLANCO

CATTANI

Ref.: 1030034

554,05 – €

315 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SOPORTE DE CANULAS
0055 GRIS + SOPORTE
JERINGA

CATTANI


Ref.: 1030056

626,80 – €

335 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)




SOPORTE DE CANULAS
0055 GRIS + SOPORTE
EYECTOR SALIVA +
JERINGA

CATTANI
Ref.: 1030108

693,33 – €
395 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



BRAZO 2 SEGMENTOS X
SOPORTE 0055

CATTANI
Ref.: 1040040

326,55 – €
225 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



BRAZO 3 SEGMENTOS
SOP.CAN.0055

CATTANI
Ref.: 1040042

368,33 – €
265 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



KIT DESINFECCIÓN
MAGNOLIA

CATTANI
Ref.: KITMAGNOLIA

312,90 – €
225 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Kit de desinfección Magnolia para
CATTANI.



El kit desinfección Magnolia de
Cattani está compuesto por 4
productos de limpieza y desinfección de
alta eficacia:
74 x Puli-Jet Plus 2.0.
1 Botella de Eco - Jet Spray.
1 Bote de Eco - Jet Toallitas.
1 Caja Antiespumógenos.
1 Pulse Cleaner.

PULI JET PLUS 2.0

CATTANI

Ref.: 1060922

276,28 – €

125 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Desinfectante concentrado para sistemas de aspiración.



Detergente para aspiraciones dentales de alto poder desinfectante, un litro supone la misma eficacia de 125l de otros detergentes. Nueva formulación que no deja residuos ni películas, con un perfume más agradable. Para todas las aspiraciones, de anillo seco y anillo húmedo, de uso diario.

PULI-JET CLASSIC (CAJA 4 BIDONES 5L)

CATTANI

Ref.: 1040715

276,28 – €

125 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Detergente para aspiraciones dentales.



Detergente sanitizante y antiolores para limpieza de aspiradores. Compatible con todo tipo de aspiraciones: anillo líquido, húmedo y aire. Desinfección antibacteriana, dejar actuar por lo menos 1 hora o durante la noche.

PULSE CLEANER

CATTANI

Ref.: 1040720

119,16 – €

70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cubo de limpieza y desinfección para aspiraciones dentales.



Recipiente especial para la limpieza y desinfección de la aspiración quirúrgica, que funciona automáticamente por impulsos, produciendo turbulencias que ayudan a la limpieza de los tubos. Se llena con Puli-Jet diluido con agua y se conectan los terminales. Conexiones para terminal de D.11 y D.16.

ANTIESPUMÓGENO DESINFECTANTE

CATTANI

Ref.: 1040826

634,29 – €

385 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Antiespumógeno desinfectante para todo tipo de aspiraciones.



Pastillas antiespumógenas - desinfectantes para aspiraciones dentales de anillo seco y anillo húmedo. Evita la espuma que puede causar paradas imprevistas en la aspiración, con una constante acción desinfectante.

ANTIESPUMÓGENO
SANITIZANTE
CATTANI

Ref.: 1040786

634,29 – €

385 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ECO-JET 1 TOALLITAS
CATTANI

Ref.: 1040771

91,95 – €

45,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato toallitas. Caja de 6 botes con 160 toallitas cada



Toallitas de limpieza y desinfección de alto nivel. Indicadas para superficies de equipamiento médico. Después de 5 minutos tiene eficacia bactericida y tuberculicida. En 15 minutos tiene eficacia fungicida y virucida.

ECO-JET 1 SPRAY
CATTANI

Ref.: 1040745

57,26 – €

38 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato spray.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.

AC NET - LIMPIADOR
CAMARA AUTOCLAVE
CATTANI

Ref.: 1040807

97,50 – €

70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Detergente para el acero del interior del autoclave.



LUBRI JET GOTAS

CATTANI

Ref.: 1040727

33,80 – €

20 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lubricante silicónico para juntas e instrumental quirúrgico



LUBRI JET SPRAY (4 X150 ML)

CATTANI

Ref.: 1040737

80,35 – €

48 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MONO-LABOR

CATTANI

Ref.: 1050050

1.996,44 – €

1.490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo.



El motor está protegido con una pastilla térmica y para un puesto el mueble se coloca al lado del banco. Además el brazo aspirador y la aspillera deben pedirse a parte.

ASPI-LABOR

CATTANI

Ref.: 1050010

2.507,14 – €

1.810 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana. El motor esta protegido con una pastilla térmica. Tiene una potencia de 0.4KW - 3,1 A; un volumen máximo aspirado de 1250 l/min; y una presión máxima de servicio en modo continuado 1300mm H2O.

**BLOK-JET LAB 16 (2
MAXI-JET 2S + C82 CON
INVERTER)**

CATTANI

Ref.: 1020902

~~25.863,89 €~~

18.140 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**BLOK JET LAB 20 (2 UNI
JET 501 + C82 CON
INVERTER)**

CATTANI

Ref.: 1072804

~~39.537 €~~

24.480 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**BLOK JET LAB 7 (2
MEDIO JET + C82 CON
INVERTER)**

CATTANI

Ref.: 1072798

~~23.293,15 €~~

14.450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**BLOK JET LAB 30 (2 UNI
JET 1000 + C82 CON
INVERTER)**

CATTANI

Ref.: 1072805

~~50.807,51 €~~

29.560 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SEPARADOR DE POLVO
75L CON LIMPIEZA
AUTOMÁTICA**

CATTANI

Ref.: 1091064

~~8.488,07~~ – €

5.490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**BLOK JET LAB 50 (2 UNI
JET 2200 + C82 CON
INVERTER)**

CATTANI

Ref.: 1072807

~~75.763,80~~ – €

52.155 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SEPARADOR DE POLVO
35L CON LIMPIEZA
AUTOMÁTICA**

CATTANI


Ref.: 1091040

~~6.696,18~~ – €

4.200 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CONTENEDOR BOLSA
FILTRO D.30**

CATTANI

Ref.: 1050100

~~164,05~~ – €

95 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CONTENEDOR BOLSA- FILTRO D.40

CATTANI

Ref.: 1050110


~~164,05~~ – €

95 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Uno por cada puesto en instalaciones centralizadas.



Contenedor bolsa-filtro para bolsas de papel (1050180) o microfibr (1050199). Se recomienda poner una bolsa por cada puesto de trabajo en instalaciones centralizadas.

ASPILLERA CLÁSICA

CATTANI

Ref.: 1050120

~~182,63~~ – €

110 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspillera D.30.



Aspillera clásica con conexión a banco de trabajo. Compatible con cualquier tipo de encimera.

KIT RECAMBIO COLECTOR Y MANGUERAS

CATTANI

Ref.: 1200874

~~212,72~~ – €

160 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Recambio completo para colector con filtro, mangueras y terminales.



Recambio completo ya ensamblado. Incluye colector rectangular, boquetón + filtro de solidos, mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16, y terminales d.11 y d.16. Compruebe la compatibilidad del repuesto con su servicio técnico.

FILTRO ENTRADA ASPIRACIÓN TURBO-JET (INOX)

CATTANI


Ref.: 1240317

~~40,23~~ – €

20,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**LENGÜETA TERMINAL B
D.11 (BOLSA X 10U)**

CATTANI

Ref.: 1205368B

~~30,86~~ €

27,75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**LENGÜETA TERMINAL B
D.16 (BOLSA X 10U)**

CATTANI

Ref.: 1205369B

~~30,86~~ €

27,75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CONECTOR TERMINAL
"B" D.11 GRIS**

CATTANI

Ref.: 1203473

~~7,20~~ €

5,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CONECTOR TERMINAL
"B" D.16 GRIS**

CATTANI

Ref.: 1203474

~~7,20~~ €

5,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**COLECTOR
RECTANGULAR
COMPLETO 2 VIAS GRIS
CON FILTRO**

CATTANI
Ref.: 1200854

~~63,38 €~~

35 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**CONDENSADOR 10MF
450V RPC3+CAV**

CATTANI
Ref.: 1189101

~~51,72 €~~

38 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)




**INTERRUPTOR GENERAL
TURBO SMART/MICRO
SMART**

CATTANI
Ref.: 1182576

~~42,23 €~~

40 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**VALVULA RETENCION
PARA COMPRESOR
ANTIRRETORNO**

CATTANI
Ref.: 1169832

~~72,32 €~~

65 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



TERMINAL MANUAL "B"

D.16 G

CATTANI

Ref.: 1040641

~~27,62 – €~~

22,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TERMINAL MANUAL "B"

D.11 G

CATTANI

Ref.: 1040631

~~27,62 – €~~

22,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BOMBA COMPLETA
PARA GRUPO DRENAJE
CONTINUO

CATTANI

Ref.: 1020931

~~255,12 – €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FILTRO SOPORTE
CANULAS 0011 P/
SOPORTE MANUAL

CATTANI

Ref.: 1041055

~~16,97 – €~~

14,90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)




**VALVULA
ANTIRRETORNO
DESAGUE MICRO SMART**

CATTANI
Ref.: 1240809

~~49,69 €~~
49 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**ADAPTADOR
ASPIRASALIVA N°15**

CATTANI
Ref.: 1040515

~~9,75 €~~
6,50 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



ADAPTADOR DE 11 A 16

CATTANI
Ref.: 1040520

~~4,87 €~~
2,90 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**VENTILADOR PARA
CENTRALITAS MICRO-
SMART Y TURBO-SMART**

CATTANI
Ref.: 1186485

~~194,42 €~~
145 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TUBO CALORICO D.40 X
EXPULSIÓN MICRO-
SMART CUBE (1 METRO)**

CATTANI

Ref.: 1230165

~~120,24 €~~

75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**ANTIVIBRANTE DOBLE
TORNILLO PARA MICRO-
SMART**

CATTANI


Ref.: 1250000

~~13 €~~

9,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SILENT BLOK PARA UNI-
JET 75 DE TURBO SMART**

CATTANI


Ref.: 1250016

~~2,23 €~~

1,75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TUBO CALORICO D.32 X
EXPULSIÓN MICRO-
SMART (1 METRO)**

CATTANI

Ref.: 1230110

~~120,24 €~~

75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)




VALVULA
TERMOSTATICA TURBO
SMART

CATTANI
Ref.: 1160641

257,26 – €

205 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



VALVULA
TERMOSTATICA MICRO
SMART

CATTANI
Ref.: 1222472

220,97 – €

170 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



DOTACIÓN TURBO
SMART - KIT TUBOS Y
SILENCIADOR

CATTANI
Ref.: 1041111

222,05 – €

175 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



DOTACIÓN MICRO
SMART - KIT TUBOS Y
SILENCIADOR

CATTANI
Ref.: 1041160

259,97 – €

195 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TUBO ESPIRAL D.50 -
TUBO ASPIRACIÓN
DOTACION TURBO
SMART**

CATTANI

Ref.: 1041048

~~65 €~~

25 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SEPARADOR AMALGAMA
ISO 6 X MICRO SMART
ANTIGUO + PANEL**

CATTANI


Ref.: 1043378

~~1.655,94 €~~

750 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SEPARADOR AMALGAMA
ISO 6 X MICRO SMART
CUBE + PANEL**

CATTANI


Ref.: 1043381

~~1.700,63 €~~

750 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SEPARADOR AMALGAMA
ISO 6 X MICRO SMART
NUEVO + PANEL**

CATTANI


Ref.: 1043387

~~1.655,94 €~~

750 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SEPARADOR AMALGAMA
ISO 18 X TURBO SMART**

CATTANI

Ref.: 1043391

~~1.211,49 €~~

710 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Separador de amalgama para Turbo
Smart



**KIT MANTENIMIENTO
ANUAL MICRO SMART**

CATTANI

Ref.: 1900100

~~102,60 €~~

85 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO
ANUAL TURBO SMART**

CATTANI

Ref.: 1900101

~~117 €~~

95 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO ISO
4 X TURBO JET 1**

CATTANI

Ref.: 1900102

~~154,80 €~~

110 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO ISO
6 X MICRO SMART**

CATTANI

Ref.: 1900103

~~412,20 €~~

285 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO ISO
18 X TURBO SMART**

CATTANI

Ref.: 1900104

~~221,40 €~~

165 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT REPARACIÓN
COMPLETA TURBO JET 1
(NO CENTRIFUGA)**

CATTANI

Ref.: 1900105

~~265 €~~

195 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT RECAMBIO VENTOLA
TURBO JET 1 Y 2 SIN ISO
4**

CATTANI


Ref.: 1041152

~~174,99 €~~

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)




**KIT RECAMBIO VENTOLA
TURBO JET 1 CON
SEPARADOR ISO 4**

CATTANI
Ref.: 1041172

~~236,62~~ €

185 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT REPARACIÓN
COMPLETA TURBO JET 2**

CATTANI
Ref.: 1900106

~~487,80~~ €

385 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT REPARACIÓN
COMPLETA MICRO
SMART**

CATTANI
Ref.: 1900107

~~395~~ €

280 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT REPARACIÓN
COMPLETA MICRO
SMART CUBE**

CATTANI
Ref.: 1900108

~~445~~ €

295 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT REPARACIÓN
COMPLETA TURBO
SMART**

CATTANI
Ref.: 1900109

435-€
320 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT REPARACIÓN
COMPLETA TURBO
SMART 2V**

CATTANI
Ref.: 1900110

465-€
340 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT REPARACIÓN
COMPLETA TURBO
SMART CUBE**

CATTANI
Ref.: 1900111

485-€
345 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**CONTENEDOR ISO 4 -
TURBO-JET 1**

CATTANI
Ref.: 1043133

49,26-€
48,50 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Jet 1.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 4 de Turbo Jet 1.
Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 6 - MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1043132

57,87 €

48,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Micro Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 6 de Micro Smart y Micro Smart Cube. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 18 - TURBO-SMART

CATTANI

Ref.: 1043135

57,87 €

45,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 18 de Turbo Smart, Turbo Smart Cube y Turbo Smart 2V. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

FILTRO HEPA H14 C1 - X TURBO JET 1-2 Y UNI-JET 75

CATTANI

Ref.: 1042010

467,15 €

275 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para Turbo Jet 1/2 y Uni-Jet 75.



Filtro especial instalado en la salida de aire expulsado por la máquina de aspiración. Compuesto por un filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por una estructura resistente a la alta temperatura y humedad.

FILTRO HEPA H14 C6 - X MICRO Y TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1042090

795,31 €

650 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para aspiraciones dentales.



Los filtros de esta clase son útiles, por ejemplo, para producir aire limpio en quirófanos, laboratorios o plantas de producción de chips de computadora. Los filtros H14 se pueden usar para filtrar todos tipos de partículas contaminantes (virus y bacterias incluidos).

CARTUCHO FILTRO HEPA

H14 C6

CATTANI

Ref.: 1160540

235,19 – €

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6.



Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6 de aspiración. Se rempaza cada 6-12 meses. El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134° antes de desechar, para máxima seguridad (opcional).

VÁLVULA DE FONDO DE LÍNEA

CATTANI

Ref.: 1203770

138,12 – €

95 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Reduce el retardo y la inestabilidad de la aspiración. Además mejora la eficiencia del sistema y permite evacuar los tubos, eliminando posible contaminación cruzada.

MEMBRANA VALVULA RECIRCULACION MICRO/TURBO SMART

CATTANI


Ref.: 1215816

22,08 – €

17,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



VALVULA UNIDIRECCIONAL D=32/32

CATTANI

Ref.: 1191282

117,39 – €

110 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PANEL DE CONTROL
MICRO SMART POST-
2015**

CATTANI

Ref.: 1181642

453,40 – €

335 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CIRCUITO AC56 SENSOR
AMALGAMA ISO 4 X
TURBO JET**

CATTANI


Ref.: 1180996

210,60 – €

180 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SILENCIADOR X TURBO
SMART**

CATTANI


Ref.: 1160566

99,52 – €

85 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CIRCUITO + FILTRO
INVERTER MICRO SMART
PRE-2015**

CATTANI

Ref.: 1181281

260,47 – €

235 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER TURBO SMART PANEL EXTERNO

CATTANI


Ref.: 1023751

2.604,78 – €

2.020 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER MICRO SMART POST- 2015

CATTANI


Ref.: 1023768

2.347,01 – €

1.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER TURBO SMART PANEL INTERNO

CATTANI

Ref.: 1023785

2.604,78 – €

2.020 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SEPARADOR AMALGAMA ISO 18 X TURBO SMART ANTIGUO (PRE-2015)

CATTANI

Ref.: 1043380

1.211,49 – €

710 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**SEPARADOR AMALGAMA
ISO 18 X TURBO SMART
CUBE**

CATTANI


Ref.: 1043392

~~1.267,35~~ €

710 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CIRCUITO AC86 SENSOR
AMALGAMA ISO 18 X
TURBO SMART PRE-2015**

CATTANI

Ref.: 1180969

~~133,63~~ €

130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CIRCUITO AC86-C
SENSOR AMALGAMA ISO
6 X MICRO SMART**

CATTANI

Ref.: 1181159

~~169,25~~ €

130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**CIRCUITO AC86 SENSOR
AMALGAMA ISO 18 X
TURBO SMART POST-
2015**

CATTANI

Ref.: 1181162

~~146,23~~ €

120 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO AC48-C 24A

TURBO JET

CATTANI


Ref.: 1181170

593,46 – €

530 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO + FILTRO

INVERTER MICRO

SMART/CUBE POST-2015

CATTANI


Ref.: 1181287

272,08 – €

245 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FILTRO ENTRADA

ASPIRACION X TURBO

SMART

CATTANI

Ref.: 1201544

93,40 – €

55 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FILTRO ENTRADA

ASPIRACION X MICRO

SMART

CATTANI

Ref.: 1201547

85,93 – €

55 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



VALVULA ANTIRRETORNO DESAGUE TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1240808

~~84,51 €~~

69 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



UNI-JET 25 PARA MICRO SMART CUBE

CATTANI


Ref.: 1017500

~~745,77 €~~

690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER MICRO SMART PRE-2015

CATTANI

Ref.: 1023771


~~2.347,01 €~~

1.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INVERTER



SILENCIADOR X TURBO JET 1/2 - UNI-JET 75

CATTANI


Ref.: 1160562

~~104 €~~

59 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SILENCIADOR X MICRO
SMART
CATTANI


Ref.: 1160567

89,78 – €

69 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO CONEXIÓN
CENTRIFUGA - UNI-JET X
TURBO SMART

CATTANI


Ref.: 1230206

116,74 – €

75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO CONEXIÓN
CENTRIFUGA - UNI-JET
PARA TURBO SMART 2V -
60CM

CATTANI


Ref.: 1230212

125,86 – €

105 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



UNI-JET 40 PARA MICRO
SMART

CATTANI


Ref.: 1014057

898,05 – €

725 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



UNI-JET 75 X TURBO

SMART

CATTANI


Ref.: 1015646

~~1.027,37~~ €

750 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TUBO CONEXIÓN
CENTRIFUGA - UNI-JET X
TURBO SMART CUBE**

CATTANI

Ref.: 1230207

~~120,75~~ €

79 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PANEL DE CONTROL
MICRO SMART CUBE**

CATTANI


Ref.: 1181637

~~453,12~~ €

335 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT GUIA METALICA
CONTENEDOR ISO 6
MICRO SMART**

CATTANI


Ref.: 1195289

~~167,71~~ €

125 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TUBO MED. D.11 - PARA
DESAGÜE MICRO SMART
SIN SEPARADOR ISO6**

CATTANI
Ref.: 1041402

~~17,14 €~~
15,50 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TUBO MED D.17.5 -
DESCARGA MICRO
SMART CON ISO 6 Y
TURBO SMART**

CATTANI
Ref.: 1041422

~~13 €~~
11,50 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO
QUINQUENAL AC 400 3F
CON HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC400H14

~~952,10 €~~
570 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO
QUINQUENAL AC 600 3F
CON HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC600H14

~~1.004,88 €~~
610 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT ANUAL AC 100 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT1AC100H14

~~256,35~~—€

135 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 100 con
filtro HEPA H14.



El **kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani** está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300.
Este kit cuenta con **filtros estándar para compresores de aire seco**, cilindros de cartón forrado en metal, y con filtro HEPA H14.

**KIT ANUAL AC 200 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT1AC200H14

~~315,50~~—€

165 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200 con
filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

**KIT ANUAL AC 300 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT1AC300H14

~~374,65~~—€

190 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300 con
filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

**KIT MANTENIMIENTO
QUINQUENAL AC 100 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC100H14

~~433,81~~—€

305 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100
con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

**KIT MANTENIMIENTO
QUINQUENAL AC 200 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC200H14

512,67 – €

335 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

**KIT MANTENIMIENTO
QUINQUENAL AC 300 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC300H14

604,70 – €

370 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

**FILTRO HEPA H14 AC X
SECADOR CATTANI**


CATTANI
Ref.: 1168523

368,87 – €

85 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para compresor Cattani.



Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) Cattani con eficiencia H14 según la normativa EN 1822 están diseñado para reducir los riesgos de contaminación del aire aspirado y comprimido.


**KIT ANTIVIBRANTE
CABEZA AC 300 (3 PCS)**

CATTANI
Ref.: 1258851

48,76 – €

19,90 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



CAPUCHA NEGRA
FILTRO COMPRESOR

CATTANI
Ref.: 1219600

6,48 €
5,50 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



PRESOSTATO PARA
COMPRESOR CATTANI

CATTANI
Ref.: 1189903

255,12 €
155 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



ELECTROVALVULA
DESCARGA SECADOR
220V

CATTANI
Ref.: 1189320

266,49 €
225 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



FILTRO STANDARD
PISTÓN CATTANI

CATTANI
Ref.: 1168563

82,89 €
45,50 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



FILTRO
STANDARD
1168563



FILTRO
HEPA H14
1168523

**KIT GUARNICION
CABEZA COMPRESOR**

CATTANI

Ref.: 1010862

~~190,12 €~~

95 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT ANTIVIBRANTE
CABEZA AC 100 AC 200
(3 PCS)**

CATTANI


Ref.: 1258860

~~58,51 €~~

24,90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**RADIADOR COMPLETO
AC 100 - AC 200**

CATTANI


Ref.: 1169134

~~497,26 €~~

440 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**RADIADOR COMPLETO
AC 300**

CATTANI

Ref.: 1169121

~~711,26 €~~

620 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT CONDENSADOR

20MF X AC 100

CATTANI

Ref.: 1189146

~~54,94 – €~~

40 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT CONDENSADOR

40MF X AC 200

CATTANI

Ref.: 1189147

~~73,24 – €~~

50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT CONDENSADOR

55MF X AC 300

CATTANI

Ref.: 1189137

~~102,26 – €~~

65 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO SILICONA D.11

GRIS (PRECIO POR

METRO)

CATTANI

Ref.: 1040904

~~32,84 – €~~

21,15 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TUBO SILICONA D.11
BLANCO (PRECIO POR
METRO)**

CATTANI
Ref.: 1040901

~~32,84 €~~
21,15 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TUBO SILICONA D.16
GRIS (PRECIO POR
METRO)**

CATTANI
Ref.: 1040869

~~32,84 €~~
21,15 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TUBO SILICONA D.16
BLANCO (PRECIO POR
METRO)**

CATTANI
Ref.: 1040871

~~32,84 €~~
21,15 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TUBO ESPIRAL D.20 GRIS
(PRECIO POR METRO)**

CATTANI
Ref.: 1040950

~~19,49 €~~
9,35 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.25 GRIS
(PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040990

~~34,13 €~~

16,40 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.25
BLANCO (PRECIO POR
METRO)

CATTANI

Ref.: 1040965

~~34,13 €~~

16,40 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.25
NEGRO (PRECIO POR
METRO)

CATTANI

Ref.: 1040970

~~34,13 €~~

16,40 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.30 GRIS
(PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1041020

~~34,13 €~~

18,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.30
NEGRO (PRECIO POR
METRO)

CATTANI
Ref.: 1041010

~~34,13~~ €
18,50 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



TUBO CALORICO D.50 X
EXPULSIÓN TURBO-
SMART (1 METRO)

CATTANI
Ref.: 1230111

~~120,24~~ €
105 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



MOCOM

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES
CLÍNICA
DESINFECCIÓN Y LAVADO
RADIOLOGÍA
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

AUTOCLAVE B CLASSIC
17 LTS NEW
MOCOM

Ref.: 7AM10000

~~5.855~~ €
3.885 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Una solución versátil: eficaz y esencial.



AUTOCLAVE B CLASSIC

22 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM11000

~~7.360-€~~

3.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Una solución versátil: eficaz y esencial.



AUTOCLAVE B CLASSIC

28 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM12000

~~7.478,40-€~~

4.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Una solución versátil: eficaz y esencial.



AUTOCLAVE B FUTURA

17 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM20000

~~6.721,54-€~~

4.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Tecnología de altas prestaciones:
funcional y flexible.



AUTOCLAVE B FUTURA

22 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM21000

~~7.990-€~~

4.660 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Tecnología de altas prestaciones:
funcional y flexible.



AUTOCLAVE B FUTURA
28 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM22000

9.990-€

5.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Tecnología de altas prestaciones:
funcional y flexible.



AUTOCLAVE SUPREME
17LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM40000

9.915-€

5.880 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Esterilización al máximo nivel:
prestaciones y sostenibilidad.



AUTOCLAVE SUPREME
22LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM41000

10.800-€

6.080 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Esterilización al máximo nivel:
prestaciones y sostenibilidad.



AUTOCLAVE SUPREME
28LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM42000

12.475-€

7.025 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Esterilización al máximo nivel:
prestaciones y sostenibilidad.



AUTOCLAVE B CLASSIC
17 LTS
MOCOM

Ref.: M7A520000

~~5.855-€~~
3.675 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B CLASSIC
28 LTS
MOCOM

Ref.: M7A530000

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~7.478,40-€~~
4.290 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA
17 LTS
MOCOM

Ref.: M7A540000

~~6.721,54-€~~
4.090 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA
22 LTS.
MOCOM

Ref.: M7A550000

~~7.990-€~~
4.390 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA
28 LTS.

MOCOM

Ref.: M7A570000

9.990-€

5.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.
Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.
Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE SUPREME
17LTS

MOCOM

Ref.: 7A240000

9.915-€

5.880 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



AUTOCLAVE SUPREME
22LTS

MOCOM

Ref.: 7A241000

10.800-€

6.080 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.

AUTOCLAVE SUPREME
28LTS

MOCOM

Ref.: 7A242000

12.475-€

7.025 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.

PURE 100
DESMINERALIZADOR
FUTURA/CLASSIC

MOCOM
Ref.: M7C200010

~~1.118,31 €~~
490 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Desmineralizador con capacidad de 120 l, 300 ciclos.



El desmineralizador de resinas Pure 100 se compone de 2 cartuchos de resinas de intercambio iónico. 120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro. Cuenta con desagüe automático. Decida el tiempo de llenado/vaciado a otras tareas. Mayor seguridad en la calidad del agua y mayor vida para el autoclave.

SELLADORA MILLSEAL
EVO AUTOMATICA

MOCOM
Ref.: M7B210001

~~2.446,32 €~~
1.430 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

La termoselladora automática que reduce los tiempos de envasado.




Millseal+ Evo reduce los tiempos de envasado. Se distingue por su simplicidad de uso y su gestión automática de la fase de preparación. Tiene un control electrónico del sellado y cuenta con un display digital 'Soft-touch', una producción automática de bolsas y una banda de sellado de 12 mm.

SELLADORA MILLSEAL
PLUS

MOCOM
Ref.: WCMY00A0000

~~737,91 €~~
475 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Selladora Millseal Plus de la marca Mocom.



Termoselladora manual con diseño innovador para bolsas y rollos. Motor de deslizamiento en ambos sentidos. Permite definir exactamente la longitud de la bolsa sin malgastar papel. Cuenta con una base de apoyo milimetrada, su banda de sellado es de 12 mm. y su ancho máximo de sellado es de 300 mm.

SELLADORA MILLSEAL
ROLLING CON
IMPRESORA

MOCOM
Ref.: M7B240001

~~3.885,27 €~~
1.990 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Termoselladora de rodillo Millseal Rolling con impresora.



Termoselladora de rodillo. Sistema de arrastre automático De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

**KIT TRAZABILIDAD
SUPREME**

MOCOM

Ref.: KITMYTRACE

1.611,44 €

665 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Accesorio de trazabilidad para autoclave Supreme.



Compuesto por impresora estándar y escáner láser de código de barras de grado médico. Con Supreme y My Trace de serie, consiga la trazabilidad completa.

**SOFTWARE MY TRACE
CEFLA**

MOCOM

Ref.: 7D200022

750 €

690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Software de trazabilidad.



MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

**IMPRESORA EXT. ETIQ
ADHESIVA C/COD BARRA**

MOCOM

Ref.: M7D200013

2.749,19 €

790 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TETHYS H10 PLUS
TERMODESINFECTADOR
A**

MOCOM

Ref.: M7E200300

7.040 €

4.900 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom.



Descontaminación, lavado con ultrasonidos, desinfección térmica y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz. La fuerza del agua, la energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garantizar la máxima seguridad. Potencia nominal: 2300 W.

TETHYS D60
TERMODESINFECTADOR
A CON SECADO
FORZADO

MOCOM
Ref.: 7EK00001

~~16.910 €~~
13.990 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



TETHYS T45
TERMODESINFECTADOR
A CON SECADO
ESTATICO

MOCOM
Ref.: 7EK00003

~~10.900 €~~
9.775 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



HMD ACCESORIO
LAVADO PIEZAS DE
MANO

MOCOM
Ref.: M7E200301

~~1.070,69 €~~
990 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Accesorio para el lavado de piezas de mano.



Con este nuevo accesorio será posible lavar, termodesinfectar y secar hasta 6 instrumentos (turbinas o piezas de mano para micromotor) simultáneamente. Puede utilizarse en todos los dispositivos Tethys H10, aunque ya estén instalados: solo será necesario realizar una actualización del firmware.

THALYA
MOCOM

Ref.: 7G100000

~~2.584,79 €~~
2.290 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Limpieza y lubricación de instrumentos rotatorios.



DETERGENTE
TETHYCLEAN X 3L PARA
TETHYS X UNIDAD

MOCOM
Ref.: 97190044

~~88,92 – €~~
88 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



IRAY 70 RX INTRAORAL
RODANTE

MOCOM
Ref.: 706T0053

~~4.315,19 – €~~
3.900 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



IRAY INTRAORAL DC

MOCOM
Ref.: 706T0003

~~3.945,31 – €~~
2.550 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO
ANUAL CLASSIC 17/22
LITROS

MOCOM
Ref.: 95509167

~~130 – €~~
120 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO
ANUAL CLASSIC FUTURA
28LTS**

MOCOM
Ref.: 95509168

~~148 €~~

140 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO 3
AÑOS TETHYS H10**


MOCOM
Ref.: 95509186

~~153 €~~

135 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



**KIT MANTENIMIENTO
ANUAL TETHYS**


MOCOM
Ref.: 95509201

~~263,68 €~~

250 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



**KIT MANTENIMIENTO
BOMBA HX10P3 CLASSIC
2019**

MOCOM
Ref.: 95509215

~~392,06 €~~

365 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO COMPLETO EVO 10

MOCOM

Ref.: 97740188

603-€

575 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO COMPLETO BOMBA H5P3

MOCOM

Ref.: 95509213

328,60-€

325 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MECTRON

PROFILAXIS
FOTOPOLIMERIZACIÓN
CIRUGÍA PIEZOELECTRICA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS

MECTRON

Ref.: 05020015008

7.850-€

6.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aeropulidor y Ultrasonidos en un mismo dispositivo de Mectron.



Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

COMBI TOUCH PERIO +
CARRO UNIVERSAL E
MECTRON

Ref.: 05020015008K

8.790-€

6.890 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Combi Touch Perio es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funci en ur aire



Combi Touch Perio + Carro universal EAA.
Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

COMBO COMBI TOUCH +
KIT PERIO
MECTRON

Ref.: CKITPERIO

7.322,70-€

6.490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MICROPIEZO S
PROFILAXIS
MECTRON

Ref.: 05080013

Dispone de promocion!
+ Ver más

1.863,89-€

1.350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Sistema de Limpieza por Ultrasonidos.



Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

MULTIPIEZO
MECTRON

Ref.: 05060023

3.920-€

2.290 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Sistema de limpieza por ultrasonidos. Extracciones menos invasivas.



Equipo especialmente diseñado para profilaxis y periodoncia. El panel táctil ergonómico controla todas las funciones de forma rápida e intuitiva, además de limpiarse y desinfectarse fácilmente. El innovador SOFT MODE establece nuevos estándares en el control de inserción y gestión del dolor del paciente.

COMPACT PIEZO LED
PROFILAXIS
MECTRON

Ref.: 05090008

~~1.369,66 €~~

1.160 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



COMPACT PIEZO P2K
PROFILAXIS
MECTRON

Ref.: 05090003

~~850 €~~

695 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



STARJET BASIC KAVO
AEROPULIDOR NUEVA
DOTACION
MECTRON

Ref.: 05150075005

~~1.517,82 €~~

990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Basic.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

STARJET PERIO KAVO
AEROPULIDOR NUEVA
DOTACION
MECTRON

Ref.: 05150075007

~~1.755,85 €~~

1.290 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Perio.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

DB2 INSERT
PREPARACION CORONA
PIEZOSURGERY

MECTRON
Ref.: 03570002

~~148 €~~
130 €


Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



INSERT ME1
MECTRON
Ref.: 03130001

~~131,60 €~~
120 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)




Insertos para extracción.

El inserto está dedicado exclusivamente al MODO PULSO de multipiezo pro y multipiezo.

INSERT ME2
MECTRON
Ref.: 03130002

~~131,60 €~~
120 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



Insertos para extracción.

inserto con forma especial para extracciones

INSERT ME3
MECTRON
Ref.: 03130003

~~131,60 €~~
120 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



Insertos para extracción.

inserto con forma especial para extracciones.

INSERT TIP S1

MECTRON

Ref.: 03280001

~~77,56 €~~

70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Superficie **curvada** para la **eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales**. Ideal para la **eliminación del biofilm**.

INSERT TIP S2

MECTRON

Ref.: 03280002

~~77,56 €~~

70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Eficiente en los espacios interdientales y las superficies posteriores

INSERT TIP S6

MECTRON

Ref.: 03280006

~~100,75 €~~

90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Punta S6: punta de alta efectividad por su ligera angulación respecto a su dirección de inserción que dota a la vibración ultrasónica de una amplitud el doble de grande. Gracias a esta elevada potencia está aconsejada para la destrucción rápida de grandes áreas de cálculo dental.

INSERT TIP P3

MECTRON

Ref.: 03290003

~~123 €~~

115 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para perio, diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgingiv



Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.

INSERT TIP S1-SLIM

MECTRON

Ref.: 02960009

~~90,69 €~~

80 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.



Cureta universal delgada ligeramente triangular.
Superficie curvada para la eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales así como la eliminación del biofilm.

INSERT TIP P12

MECTRON

Ref.: 03350003

~~136 €~~

122 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P13

MECTRON

Ref.: 03350004

~~135 €~~

122 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P14

MECTRON

Ref.: 03350005

~~136 €~~

122 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT P15

MECTRON

Ref.: 03080006

~~149,14 €~~

132 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones supragingivales y subgingivales, y eliminación del biofilm. Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores.

INSERT TIP P16L

MECTRON

Ref.: 03080008

~~149,14 €~~

132 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

INSERT TIP P16R

MECTRON

Ref.: 03080007

~~149,14 €~~

132 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Indicaciones: Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

KIT PERIO

MECTRON

Ref.: KITPERIO

~~560 €~~

540 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

(Comprando Combi Touch): 2 botes de Glycine de 160g,4 botes de 300g de Rhap limpie



Mp text

**KIT PREPARACION
CORONAS**

MECTRON
Ref.: 02160009

~~212,37 €~~

195 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**SET SCALER DE
LIMPIEZA DE IMPLANTES**

MECTRON
Ref.: 02160033

~~195,63 €~~

185 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Set scaler para la limpieza de implantes.



El inserto base ICS de MECTRON y la punta IC1 se utilizan en la limpieza de implantes. Estos insertos permiten el acceso óptimo y la eliminación de la placa de una forma suave incluso la región posterior. Ambos accesorios son esterilizable y reutilizables, la punta IC1 es ajustable en la base ICS.

**DB1 INSERT
PREPARACION CORONA
SCALING**

MECTRON
Ref.: 03570001

~~148 €~~

130 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Inserto de tallado.



**CARRO E UNIVERSAL
CON CONEXIONES
ELECTRICAS**

MECTRON
Ref.: 03540011

~~940 €~~

810 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Carro universal preparado para tu equipo de profilaxis.



Carro universal E con conexiones eléctricas, preparado para tu equipo de profilaxis.

**PIEZA DE MANO
DETARTRADOR GRIS**

MECTRON
Ref.: 03120016

~~750 €~~
475 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



Pieza de mano de ultrasonidos gris.

**PIEZA DE MANO SLIM
COMBI/MULTIPIEZO/MICR
OPIEZO**

MECTRON
Ref.: 03120238

~~871,69 €~~
840 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Pieza de mano ligera.



Nueva pieza de mano Slim de MECTRON. Delgada, ultrasónica y muy ligera ¡tan solo 55 kg!, con luz LED circular incorporada.

**POLVO PULIDOR
GLYCINE-PROPHYLAXIS
SENSITIVE PACK 2
BOTES 160 GR**

MECTRON
Ref.: 03140021
~~99,19 €~~
65 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Elimina suavemente la biopelícula supra y subgingival



Polvo de glicina indicado para limpieza supra y subgingival, de partículas mucho más pequeñas < 63 µm. Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.
Presentación: 2 botes de 160 g.

**PROPHYLAXIS POWDER
SOFT M SABOR MENTA X
4 UNIDADES**

MECTRON
Ref.: 03140026

~~142 €~~
99 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la super



PROPHYLAXIS POWDER
SOFT L SABOR LIMON X
4 UNIDADES

MECTRON
Ref.: 03140030

142 €
99 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la supe



STARLIGHT UNO
AMARILLO

MECTRON
Ref.: 05100095

650 €
450 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO AZUL

MECTRON
Ref.: 05100096

650 €
450 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO
BLANCA

MECTRON
Ref.: 05100092

650 €
450 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO BLANCO BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100083

780-€

599 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Lámpara de polimerización sin cables, ultra-ligera, se puede utilizar donde quieras. Trabaja con fuente de Led (5W). Con una longitud de onda de 440-480 nm, tiene una batería de Ion Litio de larga duración sin efecto memoria. Potencia luminosa > 800 mW/cm² y una intensidad luminosa > 1.400 mW/cm2.

STARLIGHT UNO GRIS

MECTRON

Ref.: 05100093

650-€

450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO LILA

MECTRON

Ref.: 05100097

650-€

450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO VERDE TURQUESA

MECTRON

Ref.: 05100094

650-€

450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO
AMARILLO BRILLANTE

MECTRON
Ref.: 05100085

780-€

599 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO PLATA
BRILLANTE

MECTRON
Ref.: 05100087

780-€

599 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO NEGRO
MATE

MECTRON
Ref.: 05100086

780-€

599 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



PIEZOSURGERY TOUCH
BASIC 1 CIRUGIA
PIEZOELECTRICA

MECTRON
Ref.: 05120054

Dispone de promocion!
+ Ver más

9.430,07-€

4.500 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Equipo de cirugía piezo eléctrica con pantalla táctil. Pieza de mano con led



Equipo de cirugía piezoeléctrica con pantalla táctil más ergonómica y fácil de usar. Proporciona la máxima potencia y alcanzar una eficacia de corte perfecta en cada situación - para cirugías eficaces, seguras y exitosas.

PIEZOSURGERY WHITE KIT

MECTRON

Ref.: 05120063PM

Dispone de promoción!
+ Ver más


6.198,78 -€

4.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Equipo para piezocirugía con pieza de mano incluida.



Piezosurgery® White ofrece un trabajo eficiente y un óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Cuenta con un sistema feedback, que ajusta la potencia automáticamente. Ergonómico, de fácil manejo y limpieza, con configuraciones orientadas a la cirugía.

INSERT EX1

MECTRON

Ref.: 03400001

142 -€

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP6

MECTRON

Ref.: 03380006

190 -€

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT5-B

MECTRON


Ref.: 03370010

197 -€

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EX3

MECTRON

Ref.: 03400003

~~142 €~~

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EX2

MECTRON

Ref.: 03400002

~~142 €~~

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EL3

MECTRON

Ref.: 03390003

~~106,80 €~~

96 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EL2

MECTRON

Ref.: 03390002

~~106,80 €~~

96 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EL1

MECTRON

Ref.: 03390001

~~106,80 €~~

96 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP3A

MECTRON


Ref.: 03380011

~~142 €~~

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP4

MECTRON

Ref.: 03380004

~~190 €~~

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP3

MECTRON


Ref.: 03380003

~~142 €~~

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP2

MECTRON


Ref.: 03380002

142 €

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP1

MECTRON


Ref.: 03380001

142 €

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT14

MECTRON

Ref.: 03370023

234 €

210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT13

MECTRON

Ref.: 03370022

234 €

210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT11

MECTRON

Ref.: 03370019

~~228 €~~

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT1

MECTRON


Ref.: 03370001

~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP5A

MECTRON


Ref.: 03380012

~~190 €~~

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT7

MECTRON


Ref.: 03370007

~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Inserto de osteotomía en sierra.

Recomendado para todas las osteotomías mandibulares y maxilares de máxima precisión y máxima eficiencia.

INSERT OT7 S3

MECTRON

Ref.: 03370015

Inserto para osteotomía.

Especial micro-sierra 0.35 mm (3 dientes) osteotomía muy fina y pequeña especial para la técnica de corticotomía en la microcirugía de ortodoncia, técnica de extracción de raíces.



~~215 €~~

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT OT7 S4

MECTRON

Ref.: 03370014

Inserto de osteotomía en sierra.

Osteotomía muy fina, corticotomía para la técnica de microcirugía ortodóntica, separación radicular en la técnica de extracción dental y cirugía periodontal.



~~215 €~~

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT OT8L

MECTRON

Ref.: 03370013

Inserto de osteotomía OT8L en sierra angulada.

Aplicación en toda la técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula. Se pueden realizar injertos en bloque de hueso.



~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT OT8R

MECTRON

Ref.: 03370012

Inserto de osteotomía en sierra.

Aplicación clínica, toda la técnica de osteotomía en Maxila y Mandíbula. – Injerto de bloque de hueso.



~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT OT12

MECTRON

Ref.: 03370020

228 €

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para osteotomía.



INSERT OT12S

MECTRON

Ref.: 03370021


228 €

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las sierras de hueso piezoeléctricos estándar quirúrgico



Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las piezas piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.

INSERT EXL-1

MECTRON

Ref.: 03400008

197 €

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

El elevador EXL1 es muy versátil y permite efectuar una sola maniobra de luxación y extracción radicular al mismo tiempo.



INSERT EXL-2

MECTRON

Ref.: 03400009

197 €

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EXL-3

MECTRON

Ref.: 03400010

197-€

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EXP3-L

MECTRON

Ref.: 03400005

228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Inserto para explantación.

INSERT EXP3-R

MECTRON

Ref.: 03400004

228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Inserto para explantación.

INSERT EXP4-L

MECTRON


Ref.: 03400007

228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Inserto para explantación.

INSERT EXP4-R

MECTRON

Ref.: 03400006

Inserto para explotación.



228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT PL0419

MECTRON

Ref.: 03370030



225-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT PL0527

MECTRON

Ref.: 03370031



225-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT PL0631

MECTRON

Ref.: 03370032



225-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INSERT PL0719

MECTRON

Ref.: 03370033

225-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT DE 5 INSERTOS IC1
LIMPIEZA IMPLANTES
PIEZO Y SCALER

MECTRON

Ref.: 02900112

130-€

125 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT ELEVACION SENO
VIA CRESTAL

MECTRON

Ref.: 01520026

885-€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT DE EXPLANTACION

MECTRON

Ref.: 01520021


812-€

790 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Kit de insertos de explantación.



Mectron ofrece una serie de insertos dedicados a PIEZOSURGERY®, e indicados para diversas aplicaciones clínicas. Los portainsertos de acero inoxidable son completamente esterilizables.

El Kit contiene:
EXP3-L
EXP3-R
EXP4-L
EXP4-R

**KIT EXTRACCION
TERCER MOLAR**

MECTRON

Ref.: 01520025

795-€

770 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Kit de extracción del tercer molar



KIT OSTEOTOMIA

MECTRON

Ref.: 01520010

886-€

870 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Conjunto de insertos para osteotomía.



Kit de 5 insertos específicos para osteotomías, que incluye los insertos OT7 de osteotomía en sierra, OT7S3 y OT7S4 de sierra de 0.35mm de espesor, OT8L y OT8R de sierra angulada.

**KIT PERIODONTAL X
PIEZOSURGERY**

MECTRON

Ref.: 01520004

615,04-€

590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT DE RESECCION
PERIO**

MECTRON

Ref.: 01520022

1.130-€

1.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)




KIT RETRO QUIRURGICO
(NUEVO)

MECTRON
Ref.: 01520005

~~763 €~~
745 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



KIT SINUS LIFT

MECTRON
Ref.: 01520002

~~708 €~~
695 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



KIT SINUS LIFT LATERAL

MECTRON
Ref.: 01520023

~~757 €~~
740 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



SET LIMPIEZA DE IMPLANTES X PIEZOSURGERY

MECTRON
Ref.: 01520020

~~191 €~~
185 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Set de insertos para limpieza de implantes.



Consiste en un soporte de punta ICP y 5 tips IC1. Insertos para limpieza suave y segura de la superficie del implante. Máxima eficiencia en el tratamiento, mayor comodidad del paciente y máximo respeto por la superficie del implante. Permite acceso y visibilidad óptimo en regiones posteriores.

MEDENCY

LASER

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

PRIMO LASER DENTAL 980NM-10W

MEDENCY

Ref.: LAMED0022

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.269,60 – €

6.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Láser de diodo con una longitud de onda de 980nm y potencia de 10 Watts CW. Cuenta con una pantalla táctil 7" ancho y 35 programas personalizables, con la selección de Menú de favoritos y multilingüe. Puntas Autoclavables y 2 años de garantía.

TRIPLO LÁSER DENTAL MULTI-WAVES

MEDENCY

Ref.: LAMED0093

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.389,60 – €

9.450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Láser a diodo con tres longitudes de onda: 450 nm, 635 nm y 980 nm. Recuperación post quirúrgica más satisfactoria con una potencia de 10 W y una frecuencia de hasta 25 kHz. Efecto térmico reducido. Fibra flexible y puntas reutilizables. Unidad portátil con pedal inalámbrico y Software intuitivo.

DIRECTO PIEZA DE MANO BIOESTIMULACION

MEDENCY

Ref.: MEDHAT02

1.270 – €

990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Pieza de mano, accesorio Primo láser de diodo. Con un spot 1cm² en tejido y una longitud de onda de 980 nm. Para fotobiomodulación, parestesias postquirúrgicas, terapia de ATM, rejuvenecimiento facial y la eliminación de manchas.

GAFAS DE PROTECCION
LASER PRIMO

MEDENCY

Ref.: MEDEYE01

390-€

330 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



GAFAS DE PROTECCION
LASER TRIPLO

MEDENCY

Ref.: MEDEYE03

420-€

365 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MALETA DE METAL CON
LOGO MEDENCY Y
PARTES INTERIORES
PERFILADAS

MEDENCY

Ref.: MEDCAS01

210-€

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Maletín de transporte de la marca
Medency para láser.



PIEZA DE MANO
BLANQUEAMIENTO
HEMIARCADA

MEDENCY

Ref.: MEDWIT01S

440-€

425 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para blanqueamiento
hemiarcada.



PIEZA DE MANO PARA BIOESTIMULACIÓN FIBRA DE 8MM

MEDENCY
Ref.: MEDBIO01

455-€
395 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Pieza de mano para bioestimulación.



Pieza de mano intrabucal, para bioestimulación. Con una fibra de 8mm de diámetro.

PIEZA DE MANO TIPO CAMPANA PARA ATM

MEDENCY
Ref.: MEDBEL01

545-€
490 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Pieza de mano para ATM.



Pieza de mano tipo campana para ATM. Accesorio para Primo láser de diodo.

PUNTAS ENDODONCIA Ø 200/15MM- VERDE

MEDENCY
Ref.: MEDTIP02

68-€
60 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - verde.



Punta de fibra óptica con diámetro de 200/15 mm, para endodoncia. Caja de 5 uds.


PUNTAS CIRUGIA Ø300/5MM- AMARILLA

MEDENCY
Ref.: MEDTIP03

65-€
60 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - Amarilla.



Punta de fibra óptica amarilla con diámetro de 300/15 mm, para cirugía. Caja de 5 uds.

PUNTAS FIBRA ÓPTICA,
PUNTA Ø 400/10MM-
ROSA

MEDENCY

Ref.: MEDTIP04

65-€

60 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - Rosa.



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400/10 mm, para periodoncia. Caja de 5 uds.

PUNTAS FIBRA ÓPTICA,
PUNTA Ø 400/10MM-
ROSA

MEDENCY

Ref.: MEDTIP04R

95-€

90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



OPERA

CAD CAM-FRESADORAS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

HORNO OS ZR SPEED

OPERA

Ref.: OSZRSPEED

12.225-€

10.580 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado con ciclos lentos y rápidos.



De alta gama, sus propiedades técnicas lo convierten en la herramienta esencial de un laboratorio dental que quiera destacar por su calidad y precisión. Diseñado como respuesta a la rápida evolución de los materiales y, pensando en el escaso espacio del que disponen algunos laboratorios dentales.

HORNO DE SINTERIZACIÓN ZR PROD

OPERA
Ref.: OSZRPROD

6.921-€
6.300 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado de alta calidad, eficaz y económico.



Es una unidad eficiente de alta calidad, de diseño compacto que se acopla a cualquier pequeño rincón del laboratorio dental. A pesar de su pequeño tamaño, el horno de sinterizar Opera permite acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.


HORNO DE CERAMICA MASTER HT

OPERA
Ref.: OSMASTERHT

6.645-€
5.985 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Programación adaptable, trata todos los materiales cerámicos del mercado.



Es una eficiente unidad de cocción de porcelana y vidrio para restauraciones de alta calidad. Gracias a su tamaño se acopla con facilidad a cualquier rincón del laboratorio dental. De sencillo manejo, su pantalla digital intuitiva en color facilita un control total del proceso de cocción.

FRESADORA TARGA

OPERA
Ref.: OS2008

69.900-€
68.900 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en húmedo y seco.



Para bloques y discos, cuenta con tecnología Direct Clean, que le permite cambiar, según precise, entre mecanizado húmedo y mecanizado seco. Esta máquina de fresado ofrece unas restauraciones ultra HD, gracias a la combinación de una precisión extrema con la máxima estabilidad.


FRESADORA PREMIUM+

OPERA
Ref.: OS2006

28.194,40-€
26.900 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Fresadora húmeda compacta de 4 ejes.



Es una fresadora compacta de cuatro ejes sin una unidad externa. Bloques de fresado de cerámica de vidrio, Óxido de Circonio y compuestos, así como pilares de Titanio. Intercambio manual de piezas de trabajo. Sistema de líquido refrigerante integrado (bomba y filtros incluidos): no necesita aspirar.


FRESADORA PRO- EXPERT 5

OPERA
Ref.: OS2004

46.220 €
28.560 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco. Cambiador automático de 8 discos.



La **Fresadora Pro Expert 5** es capaz de fresar y rectificar las 24 horas del día sin parar, sin la necesidad de realizar ningún paso de operación. Es muy precisa y estable capaz de procesa todo tipo de materiales, incluidos CoCr, titanio y vitrocerámicas. Contiene **3 ionizadores** que neutralizan la carga estática de las virutas acrílicas, para una cámara de trabajo limpia.

FRESADORA ELEMENT 5X

OPERA
Ref.: OS2003

26.750 €
26.490 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



HORNO DE CURADO LED OPERA SYSTEM

OPERA
Ref.: OSFABCURE2

1.610 €
1.350 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



ESCANER OS GOLDY

OPERA
Ref.: OSGOLDY

13.575 €
10.650 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



FRESADORA EASY 5+

OPERA

Ref.: OS2010

33.800 €

32.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FRESADORA SMART 4X

OPERA

Ref.: OS2013

24.600 €

23.000 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MORITA

ENDODONCIA
INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

ROOT ZX MINI
LOCALIZADOR DE APICE
BLANCO

MORITA

Ref.: 6951150

1.220 €

895 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Localizador de ápices portátil con tecnología de vanguardia y exclusiva alerte
condi



is en

Compacto y ligero. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías. Aviso adicional en situaciones de interés (curva pronunciada).

DENTAPORT ZX (LOCALIZADOR DE APICE)

MORITA
Ref.: 886900

1.609,20 – €
1.395 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Localizador de ápice para unos resultados de las mediciones muy concretos.



Con su método de cocientes patentado, ofrece en todo momento resultados de medición precisos, independientemente de que haya presencia de líquido de irrigación o sangre en el conducto radicular. En combinación con el módulo TriAuto OTR, también sirve para la preparación de los conductos radiculares.

TRIAUTO ZX2+ MORITA Ref.: 6962

4.262,90 – €
2.650 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

NUEVO motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápices integrado.



Motor inalámbrico con localizador de ápice integrado, función OGP y OTR para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g. Cambio de color en el indicador, según la posición de la lima. Auto Star/Stop, Auto Torque Reverse y Slow-Down.

DENTAPORT OTR MODULO (SOLO MOTOR DE ENDODONCIA)

MORITA
Ref.: 6907

3.550,60 – €
2.450 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia para equipar el Dentaport Root ZX y convertirlo en un sistema



DentaPort ZX, con su función de Optimum Torque Reverse garantiza en cada momento el par motor óptimo de la lima, tanto en rotación como en funcionamiento alterno. Las microrroturas y las fracturas en las limas son cosa del pasado. Esto es endodoncia de primerísima categoría.

TRIAUTO MINI PLUS MORITA Ref.: 06970

2.181,50 – €
1.690 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.



Motor compacto (80 g) de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras. Evita tendinitis y lesiones musculares. 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). Funciones innovadoras de Auto torque reverse y slow-down.

Dentaport ZX OTR SET
(LOCALIZADOR+MOTOR)

MORITA

Ref.: 6912

5.195,10 – €

3.890 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Dentaport Set (localizador y motor de endodoncia) Medición de precisión unida a unæ segui



ACEITE LS SPRAY P/
PIEZAS DE MANO Y
CONTRAANGULOS"

MORITA

Ref.: 2498

61,10 – €

45 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER
PAR-4HUEX-O ULTRA E
20W C/LUZ CABEZA
PEQUEÑA

MORITA

Ref.: 2541

1.233,40 – €

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Turbina TwinPower Ultra E PAR-4HUEX-O con luz - 20W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

TURBINA TWINPOWER
PAR-4HX-0-KV (KAVO)
CABEZA GRANDE

MORITA

Ref.: 2530100

1.233,40 – €

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR-4HX-O MAXI 25W
C/LUZ CABEZA GRANDE**

MORITA
Ref.: 2530

~~1.233,40 – €~~

850 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR-4HEX-0-KV CABEZA
MEDIANA**

MORITA
Ref.: 2531100

~~1.233,40 – €~~

850 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR-4HEX-O-KV-45 CON
LUZ 45°**

MORITA
Ref.: 2531145

~~1.233,40 – €~~

850 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR4HUMX-O-KAVO
C/LUZ ULTRA MINI**

MORITA
Ref.: 2540100

~~1.233,40 – €~~

850 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PEQUEÑA PAR 4HUEX-O-
KV C/ LUZ**

MORITA
Ref.: 2541100

1.233,40 €

850 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**CONTRA ÁNGULO
TORQTECH CA-DC-O 1:1**

MORITA
Ref.: 2440

1.437 €

1.190 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Contra ángulo con luz.



Contra ángulo con luz de la marca MORITA. Diseño ergonómico, con un tamaño reducido y al mínimo peso, con una velocidad de giro máx. 42.000 rpm. Indicado para preparación y profilaxis.

**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
4R-PP VERDE (4:1)**

MORITA
Ref.: 2415

1.310 €

1.190 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
10RC-O VERDE(10:1)
C/LUZ**

MORITA
Ref.: 2420

1.750 €

1.690 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
10RC VERDE (10:1)**

MORITA

Ref.: 2421

~~1.544,70 €~~

1.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
5IF-O ROJO(1:5) FG
C/LUZ**

MORITA

Ref.: 2450

~~2.023,70 €~~

1.690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO RECTA
TORQTECH ST-DH AZUL
(1:1)**

MORITA

Ref.: 2430

~~1.310 €~~

1.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
4R-O-PF VERDE(4:1)
C/LUZ**

MORITA

Ref.: 2410

~~1.508,80 €~~

1.270 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ORANGE DENTAL

CAD CAM-FRESADORAS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

FRESADORA HUMEDO EASYMILL 4

ORANGE DENTAL

Ref.: EM0491400

33.400 €

31.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Fresadora de 4 ejes para trabajar en húmedo.



FRESADRA SECO EASYMILL 5

ORANGE DENTAL

Ref.: EM0491500

34.300 €

32.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en seco.



SCHILLER

DESFIBRILACIÓN

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

DESFIBRILADOR FRED PA-1 SEMI AUTOMATICO

SCHILLER

Ref.: 11279902

2.206,26 -€

1.725 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Desfibrilador semiautomático.



El equipo guía al responsable de primeros auxilios en cada paso: Cualquier usuario puede salvar vidas, incluso aquellos sin formación en primeros auxilios. Al levantar la tapa del equipo, se pone inmediatamente en marcha y guía paso a paso durante todo el proceso de reanimación.

SILFRADENT

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES
ESTERILIZACIÓN PLASMA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

INCUBADORA 8 TEST INC8

SILFRADENT

Ref.: INC8

250 -€

225 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Incubadora biológica.



Está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Se introduce un indicador biológico en un ciclo normal de esterilización en el autoclave o esterilizador, y al terminar, se introduce en el dispositivo.

ROUND UP INTEGRADOR DE MEZCLADO

SILFRADENT

Ref.: RU200

3.621 -€

2.490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Integrador de Mezclado.



Este integrador de mezclado no modifica la geometría del material (ya sea líquido, semi-líquido o sólido). Consigue una mezcla sin burbujas ni contaminación. En un máximo de 16 seg. realiza un vacío automático y su ciclo de descontaminación es de 5 minutos.

CENTRIFUGA MEDIFUGE
MF200 + CGF KIT
SILFRADENT
Ref.: MF200+CGFKIT

~~5.701,80 €~~
4.430 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Separador de fases de sangre CGF.



Separador de fases de sangre CGF, con capacidad de hasta 8 tubos y un soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°. El sistema del rotor mantiene la temperatura constante. Contiene un kit muy completo con material e instrumental para crear membranas de fibrina entre otros protocolos.

ACTIVADOR DE PLASMA
APAG 220V
SILFRADENT
Ref.: APAG

~~1.147,50 €~~
790 €
Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

Activador de plasma.



Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación. Con una desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA). En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incotrading.net

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net



Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso / Gastos de envío no incluidos. En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2025 - Incotrading S.A.