

Soluciones CAD/CAM de GC

Soluciones integrales en **CAD/CAM** y en **estética**
con la garantía de **GC**



La belleza natural restablecida en una sola sesión


Initial™ LiSi Block es un bloque de disilicato de litio totalmente cristalizado que ofrece unas propiedades físicas óptimas sin necesidad de cocción. Con la **tecnología HDM** (micronización de alta densidad) patentada por **GC** para que la odontología CAD/CAM ofrezca una alta resistencia a la abrasión, márgenes suaves y resultados finales estéticos.



- ✓ Ahorra tiempo, ya que **no se requiere cocción**
- ✓ Disilicato de litio **totalmente cristalizado**
- ✓ Margen **duradero, estético y preciso**
- ✓ Opalescencia natural



Solo hay que fresar,
pulir o maquillar y colocar



Estética duradera, márgenes suaves y más precisos

- ✓ Resistencia optimizada a la abrasión y los ácidos para ayudar a conservar la estética de sus restauraciones con el paso del tiempo.
- ✓ Excelente estabilidad de los bordes para unos márgenes suaves.
- ✓ Al estar totalmente cristalizado antes del fresado, se puede fresar directamente con márgenes suaves y precisos. Cuando se cuece tras el maquillaje y glaseado, estos márgenes precisos se mantienen.



Initial LiSi Block

OFERTA

rec 137,40€

99,00€

Mandril Cerec - Tamaño 14 - 5 Bloques

Refs. / Color

10004844 - **A1 HT** / 10004956 - **A2 HT** / 10004957 - **A3 HT**

10037273 - **A3,5 HT** / 10004886 - **B1 HT**

10004887 - **A1 LT** / 10004958 - **A2 LT** / 10004888 - **A3 LT**

10037274 - **A3,5 LT** / 10004889 - **B1 LT** / 10037275 - **Bleach**



Técnica de Pulido




Elija su procedimiento de acabado preferido

El brillo superior se puede obtener en pocos minutos con solo pulir, y la restauración estará lista para la cementación. Para casos estéticos más sofisticados, se pueden obtener resultados notables con **GC Initial Lustre Pastes ONE** e **Initial Spectrum Stains** de GC.

Cortesía ZTM Carsten Fisher, Alemania

Restauración con Initial LiSi BLOCK bajo luz directa e indirecta



Cortesía: Dr. Javier Tapia Guadix, España

Opalescencia natural

Initial LiSi Block está disponible en alta translucidez (HT) y baja translucidez (LT) y ofrece una opalescencia natural bajo cualquier condición lumínica.

Protocolo de pulido para
Initial LiSi Block



InitialTM LRF BLOCK

Bloque CAD/CAM feldespático reforzado con leucita

- ✓ **Procesamiento rápido y sencillo**, con una superficie lisa y sin poros tras el fresado, lo que permite obtener brillo con solo unos pocos pasos de pulido.
- ✓ **Alta resistencia y estabilidad**, ideal para diversas indicaciones clínicas.
- ✓ **Excelente estética**, gracias a su fluorescencia, opalescencia y opciones de translucidez para una integración natural y para ocultar pilares oscuros.
- ✓ **No requiere cocción**, aunque puede hacerse opcionalmente para una mayor caracterización.
- ✓ **Óptima adaptación marginal**, con mejor ajuste y menor riesgo de chipping debido a su alta resistencia.



Initial LRF BLOCK

Initial LRF BLOCK 5 Bloques,
Cerec o Universal.



OFERTA


rec 92,00 € 67,00 €

COLORES
DISPONIBLES
DE AMBOS:



Inlay/Onlay & Veneer

Alta Translucidez



Elija el método de acabado que prefiera

Pulido manual fácil... con solo unos pocos pasos de pulido se logra un excelente brillo y estética, sin necesidad de usar horno.




...el glaseado y la cocción con más posibilidades de caracterización.

La pasta de glaseado Initial LRF es fácil de aplicar y puede mezclarse opcionalmente con Initial Spectrum Stains para personalizar la restauración y obtener un aspecto natural.




...tanto en la región anterior como en la posterior.

Las restauraciones anteriores pueden personalizarse con maquillajes, como Initial Spectrum Stains.



Cortesía del Dr. R. Venelinov, Bulgaria

Baja Translucidez



CERASMART™270


¡Un material inteligente para aplicaciones inteligentes!

Resistencia a la abrasión para restauraciones de larga duración

- ✓ Desgaste muy bajo.
- ✓ Ideal para **pacientes bruxistas**.
- ✓ Alta retención de brillo.

Desgaste a tres cuerpos (µm)*

* Fuente:
I+D de GC, Japón, 2018. Datos de archivo




Flexible y Preciso

Resistencia superior para soportar las fuerzas de masticación

- ✓ Alta tasa de relleno gracias a la tecnología FSC.
- ✓ Resistencia a la flexión mejorada para restauraciones que perduren.
- ✓ Alta resistencia a las fracturas.


Resistencia a la flexión en tres puntos (MPa)*



Flexibilidad para absorber los impactos

- ✓ Menos picos de tensión durante la masticación.
- ✓ Menor riesgo de **fatiga del material**.
- ✓ Extremadamente adecuado para restauraciones de **implantes**.

Módulo de elasticidad (GPa)*



Elija el método de acabado que prefiera

Caracterización

Porque todo es mejor en color

Añada carácter a la restauración con una pincelada de **OPTIGLAZE color**, un recubrimiento brillante listo para usar y resistente a la abrasión.

Pulido

Pulido rápido y sencillo

Se puede obtener un nivel de **brillo impresionante** con unos simples pasos de pulido.



Elegir entre una amplia variedad de colores o utilizar el esmalte transparente para añadir solo brillo.



El pulido se puede realizar con sus discos y fresas de pulido habituales

CERASMART270

CERASMART270
5 Bloques, Cerec o Universal



CERASMART270
Tamaño 12

OFERTA

rec 144,90 € 106,00 €

CERASMART270
Tamaño 14

OFERTA

rec 158,15 € 115,00 €

CERASMART270
Tamaño 14 L

OFERTA

rec 171,55 € 125,00 €

La solución para cementar ^{SUS} bloques

Seleccione el material adecuado
y descubra todos los pasos de cementación
en la **Guía de Cementación de GC**



◀ **Información**
sobre la situación



◀ **Selección**
del material



◀ **Individualizada**
paso a paso

Descargue la **Guía de Cementación** de GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC IBÉRICA Dental Products, S.L. - Edificio Codesa 2 • Playa de las Américas, 2 -1º • 28290 Las Rozas, Madrid,
Tel.: 91 636 43 40 • comercial.spain@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/es-ES>

